

Orthopädische Hilfsmittel und Schuhe

Gesamtkatalog 2026 | 2. Auflage



DARCO



DARBY
COMPANY
+ DARCO



Bewegt seit **40 Jahren.**

Für Ihre Patienten setzen wir seit Beginn weltweit Maßstäbe in der postoperativen Versorgung rund um den Fuß.

Als unser Gründer, der praktizierende Fußchirurg Dr. H. Darrel Darby, 1985 seinen ersten Therapieschuh mit halbrigider Sohle und innovativer Sportschuh-Charakteristik in den USA auf den Markt brachte, setzte DARCO ein innovatives Zeichen in Richtung postoperativer Versorgung. Fußchirurgen weltweit erkannten den großen Nutzen zur Sicherung des OP-Ergebnisses sowie zur Förderung der Compliance und Lebensqualität der Patienten.

Seither haben zahlreiche eigene Produktentwicklungen und der kontinuierliche Austausch mit Patienten und Ärzten DARCO zu einem der weltweit führenden Spezialisten in der Fuß- und Sprunggelenksversorgung gemacht.

Inhalte

DARCO

- 6 Gemeinsam mehr bewegen
- 8 Unsere Mission:
Fußgesundheit weltweit

Zusatzinfos

- 11 Informationen zur Verordnung
- 128 Druckmessungen
- 130 Studien
- 134 Hinweis zu den Maßangaben

Schuhe

Verbandschuhe

- 14 AllRound Shoe®
 - 16 Commodus Open®
 - 18 MedSurg Pro®
 - 20 WCS®
 - 22 WCS® Light
-

Entlastungsschuhe

- 24 HeelWedge®
 - 26 OrthoWedge Pro
 - 28 Relief Dual®
 - 30 Relief Dual® Plus
-

Gipsschuhe

- 32 Body Armor® Cast Shoe
 - 34 SlimLine®
-

Ausgleichsschuhe

- 36 TwinShoe®
-

Komfortschuhe

- 40 Movilo® Fly
- 44 Movilo® Street
- 50 Ubiq® Way

Orthesen + Bandagen

Fuß

- 56 TAS® (Toe Alignment Splint)
-

Sprunggelenk

- 58 Body Armor® Active
 - 60 Body Armor® Stirrup Acute
-

Unterschenkel

- 62 Air Pump Walker®
- 64 Air Pump Walker® Achill
- 66 Body Armor® Pro Term
- 68 Relief Insert® Walker 2.0
- 70 Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Lagerungshilfen

Fußlagerungsothesen

- 74 Body Armor® Night Splint
- 76 DARCO Posterior Splint Fix
- 78 DARCO Posterior Splint Plus Fix
- 80 NightSplint®
- 82 Relief Insert® 2.0

Freilagerungen

- 84 Body Armor® Heel Reliever

Tapes

Elastische Pre-Cut Tapes

- 102 MECRON
- ReadyDressment Strips

Sohlensysteme

- 88 PegAssist® Insole
- 90 PegContour® Insole Uni
- 94 Puzzle Insole®
- 96 Relief Contour Insole
- 98 WCS® / WCS® Light Insoles

Zubehör + Ersatzteile

- 106 APWAW
(Air Pump Walker® Achilles Wedges)
- 108 DAW (DARCO Achilles Wedges)
- 110 Devisys® Spikes
- 112 Rain Cover
- 114 Toe Cap

Produkte für Kinder

- 118 MedSurg Pediatric
- 120 OrthoWedge Pediatric
- 122 Cast Boot Pediatric
- 124 SlimLine® Pediatric



Einheitsgröße



Rechts = Links



Rechts ≠ Links



Austauschbare
Innensohle



Austauschbare
Außensohle



Für Diabetiker



Für Diabetiker mit
geeigneter Innensohle



Ausgleichsschuh
nicht notwendig



Geringes Gewicht



Zeitersparnis



Waschbar



Produkt für
Kinder erhältlich

Wünschen Sie weitere Informationen?
Melden Sie sich gerne bei uns.

Telefon: +49 8807 9228-0
E-Mail: info@darco.de

Miteinander. Immer einen Schritt voraus.

Bewährte und beste Qualität? Herzenssache.

Persönlicher und umfassender Service? Selbstverständlich.

Mit unseren erfolgreichen Produkten bieten wir weltweit innovative Lösungen. Doch wir helfen nicht nur Füßen, wir unterstützen Patienten, Kunden, Partner und Lieferanten.

Wir bauen auf gegenseitige Wertschätzung und bieten exzellenten

aus nachhaltiger Wirtschaft. Schon immer und für die Zukunft.

Uns liegt viel daran, allen Kunden und Lieferanten möglichst umfassende Produktinformationen und Hintergrundwissen zur Verfügung zu stellen.

Nutzen Sie unsere vielfältigen Kommunikationswege und das umfassende DARCO Material! Über unsere Vertriebsmitarbeiter, über Web, Social Media oder selbstverständlich gerne persönlich vor Ort!

Service. Zudem schöpfen wir einen guten Teil unserer Innovationskraft



Helping Feet.

Überall auf der Welt schenken Menschen DARCO ihr Vertrauen – weil unsere Produkte Füße entlasten, für mehr Wohlbefinden sorgen und Lebensqualität schenken.





USA

DARCO International, Inc.
Huntington, West Virginia
USA



Europa

DARCO (Europe) GmbH
Raisting, Bavaria
Germany



Indien

DARCO Medical India Pvt. Ltd.
Dharwad, Karnataka
India

Vereinigtes Königreich

DARCO UK Ltd
Halesworth, Suffolk
UK



Wir hinterlassen Spuren. **Weltweit.**

China

DARCO International
Trading Shanghai Co. Ltd.
Shanghai
China

Unsere Mission ist es, weltweit die Fußgesundheit und damit die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Mit Wurzeln in Bayern am schönen Ammersee entwickeln wir bedarfsgerechte Lösungen, die medizinische Expertise, technische Innovation und traditionelles Handwerk vereinen. Als familiengeführtes Unternehmen setzen wir auf höchste Qualitätsstandards, wissenschaftlich fundierte Produktentwicklung und enge Zusammenarbeit mit Fachärzten und Orthopädie-schuhtechnikern. Besonderen Wert legen wir dabei auf vertrauensvolle und partnerschaftliche Beziehungen.

Wichtig zu wissen.

Medizinische Hilfsmittel sind sachlich medizinische Leistungen wie z. B. Bandagen und Orthesen. Sie sind ggf. frei von Budgets und Richtlinien und können zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden (§ 33 Abs. 1 SGB V). Auf dem Rezept sollte das von Ihnen gewählte Hilfsmittel genau definiert sein. Dies vereinfacht die Abgabe im medizinischen Fachhandel und trägt zum reibungslosen Ablauf bei der Erstattung durch die Krankenkasse bei. Das Hilfsmittelverzeichnis dient als Orientierungs- und Auslegungshilfe. Es können aber auch Hilfsmittel verordnet werden, die nicht im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind.

Therapiefreiheit

Im Rahmen der Therapiefreiheit ist Ihnen freigestellt, welches Hilfsmittel Sie verordnen, d. h. Sie entscheiden, welches Hilfsmittel für Ihre Patienten am besten geeignet ist (Einzelproduktverordnung).

Einzelprodukt-verordnung

Wenn Sie als Arzt ein bestimmtes Produkt für am besten geeignet erachten (Hilfsmittel-Richtlinie, § 7 Abs. 3, Satz 3), sollten Sie eine kurze Begründung (z. B. Angabe spezifischer Produktvorteile) auf dem Rezept vermerken. Verwenden Sie außerdem die 10-stellige Hilfsmittelnummer, welche das von Ihnen gewählte Hilfsmittel eindeutig kennzeichnet. Bei Angabe einer 7-stelligen Hilfsmittelnummer oder alleiniger Angabe der Produktart / -gattung ist es dem medizinischen Fachhandel freigestellt, welches Produkt abgegeben wird.

Zuzahlung (§ 33 Abs. 8 SGB V)

Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr zahlen 10 %, maximal € 10,00 je Leistung, jedoch mindestens € 5,00. Kinder bleiben bis zum 18. Lebensjahr von Zuzahlungen befreit. Bei Kindern und nicht berufstätigen Ehegatten wird der Freibetrag bei der Höhe des zugrunde gelegten Einkommens ebenfalls berücksichtigt.

So verordnen Sie **DARCO auf Rezept.**

Für die eindeutige Verordnung eines DARCO Produkts sind **folgende Angaben** notwendig:

HiMi-Nr. darf auf das Rezept

Medizinische
Hilfsmittel
sind budgetneutral

Krankenkasse bzw. Kostenträger		BVG ☐ Hilfs- ☒ Impf- ☐ Spr.-St. ☐ Begr.- ☐ Pfl. stoff Bedarf Pflicht		Apotheken-Nummer / IK	
Geburts- ☐ tag Name der Krankenkasse Name der Krankenkasse		Geburts- ☐ tag Name, Vorname des Versicherten Mustermann, Hans		Geburts- ☐ tag geb. am 12.03.1958	
Sonstige ☐ Unfall Musterstraße 10 55555 Musterstadt		Kassen-Nr. 1234567		Versicherten-Nr. 22222	
Arbeits- ☐ unfall Vertragsarzt-Nr. 44444		Status 33333		Datum 28.11.2022	
VK gültig bis 55555		1. Verordnung 2. Verordnung 3. Verordnung		Faktor Taxe 31.03.03.5072	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen) 3 Relief Dual®, Fußteilentlastungsschuh 4 1 Stück 5 Hallux Valgus, links 6 Zur sicheren Unterstützung und leichten Handhabung		Vertragsarztstempel Dr. med. H. Mustermann Mustermedizin Musterweg 5 Telefon 050. 1 23 45 12345 Musterstadt		Unterschrift des Arztes Muster 16 (4.2004)	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen! Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer		Abgabedatum in der Apotheke			

- 1** 10-stellige Hilfsmittelnummer
- 2** Feld Nummer 7 muss markiert sein
- 3** Produktname + Bezeichnung
- 4** Anzahl, Seite, Variante (falls notwendig)
- 5** Genaue Indikation / Diagnose
- 6** Ggf. Begründung für Einzelproduktverordnung





Schuhe

Verbandschuhe	14
---------------	----

Entlastungsschuhe	24
-------------------	----

Gipsschuhe	32
------------	----

Ausgleichsschuhe	36
------------------	----

Komfortschuhe	38
---------------	----

AllRound Shoe®

Geschlossener Verbandschuh

Hilfsmittelnummer 31.03.03.4089



Einfaches
Verschluss-System



Indikationen

- Zur postoperativen Versorgung
- Zur Wundversorgung
- Arthritis

Eigenschaften

- Geschlossener Schuh
→ Schutz vor Nässe + Schmutz
- Weite Öffnungsmöglichkeit
→ Leichter Einstieg + Platz für voluminöse Verbände
- Nahtfreie Komfortzone
- Rigide + langsohlige Schuhbodenversteifung
- Laufsohle aus EVA-Gummi-Mischung
→ Stoßdämpfend + rutschhemmend
- Einfaches, individuell regulierbares Verschluss-System



Rutschhemmende
Außensohle



Weite Öffnung
für leichten Einstieg



Einfach verstellbares
Verschluss-System

Sohlensysteme

PegContour® Insole Uni
S. 90

Zubehör + Ersatzteile

Devisys® Spikes
S. 110

Weitere Infos

Druckmessungen
S. 128

Studien
S. 130



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
		A	B	C		
XS	37 – 38	25,0	8,7	7,1	ARS0	13712618
S	39 – 40	26,2	9,1	7,5	ARS1	13712630
M	41 – 42	27,3	9,5	7,7	ARS2	13712647
L	43 – 44	28,3	9,8	8,1	ARS3	13712653
XL	45 – 46	29,8	10,4	8,5	ARS4	13712676
XXL	47 – 48	31,4	10,9	8,9	ARS5	13712682
XXXL	49 – 50	33,0	11,5	9,2	ARS6	20083844

Neu



Maße in cm | Hinweis S. 134

Commodus Open[®]

Offener Verbandschuh

Hilfsmittelnummer 31.03.03.4158



Sichere
Führung + Stabilität
der Ferse



Indikationen

- Läsionen medial am MTP I Gelenk, lateral am MTP V Gelenk sowie des gesamten dorsalen und plantaren Vorfußbereichs
- Zur postoperativen Versorgung
- Zur Wundversorgung
- Arthritis



Vorgezogene Fersenkappe
für sicheren Rückfußhalt



Weite Öffnung



Einfaches Kürzen

Eigenschaften

- Komplette offener Vorfußbereich
- Optional frei anbringbare Anzahl an Klettbindern im Vorfußbereich
- Nach vorne gezogene Fersenkappe
→ Sichere Führung + Stabilität der Ferse
- Weite Öffnungsmöglichkeit
→ Leichter Einstieg + Platz für voluminöse Verbände
- Hoher Schaft + regulierbare Schaftweite
- Nahtfreie Komfortzone
- Rückverlagerte Ballenrolle
→ Erleichtertes Abrollverhalten + verbesserte Vorfußentlastung
- Durchgehend rigide Schuhbodenversteifung
- Stoßdämpfende Laufsohle aus EVA
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
→ Schutz der Zehen



Frei wählbare Anzahl von Klettbindern

Sohlensysteme

PegAssist® Insole

S. 88

PegContour® Insole Uni

S. 90

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128

Studien

S. 130



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
		A	B	C		
XS	33,5 – 37,0	21,5	8,5	6,5	CO0	16744375
S	37,5 – 39,5	23,5	9,5	7,0	CO1	16744381
M	40,0 – 41,5	25,5	10,0	7,5	CO2	16744398
L	42,0 – 44,0	27,5	10,5	8,5	CO3	16744406
XL	44,5 – 47,0	29,5	11,5	9,0	CO4	16744412



Maße in cm | Hinweis S. 134

MedSurg Pro[®]

Verbandschuh

Hilfsmittelnummer 31.03.03.4026



Vergrößerter
Fersenbereich
(hohe Version)



EVA
Außensohle
(beide Modelle)

Indikationen

- Postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung z. B. bei Fußosteotomien



Weite Öffnung

Square Toe:
Großzügige, eckige FormModerate
Tintenlöschsohle

Eigenschaften

- Mit hohem + kurzem Schaft erhältlich
- 20 % leichtere EVA-Außensohle (im Vergleich zu branchenüblichen Post-OP Schuhen mit TPR-Sohle)
 - Abriebfest mit hoher Dämpfungseigenschaft
- Knöchelübergreifender Schaft (beim hohen Modell)
 - = Gute Fersenführung
 - Besserer Rückfußhalt
- Weiches Innenfutter
 - Hoher Tragekomfort
- Individuell anpassbarer + selbstschließender Klettverschluss mit medialer + lateraler Umlenkschlaufe
- Distale Gelenkfeder (MetaShank™)
 - Rigidität im Vorfußbereich
- Sohlenversteifung
 - Hohe Standsicherheit + Vorfußentlastung
- Stoßdämpfend
- Weite Öffnungsmöglichkeit
 - Leichter Einstieg + Platz für voluminöse Verbände
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
 - Schutz der Zehen

Sohlensysteme

PegAssist® Insole

S. 88

PegContour® Insole Uni

S. 90

Puzzle Insole®

S. 94

Relief Contour Insole

S. 96

Zubehör + Ersatzteile

Devisys® Spikes

S. 110

Rain Cover

S. 112

Toe Cap

S. 114

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128

Studien

S. 130

Version für Kinder

S. 118



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11



Maße in cm | Hinweis S. 134

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN	Art.-Nr.	PZN
Damen		A	B	C	Hoher Schaft		Kurzer Schaft	
WS	34,0 – 36,5	23,6	9,0	5,5	MS-W1H	16630039	MS-W1	16629958
WM	37,0 – 38,5	24,6	9,5	6,0	MS-W2H	16630045	MS-W2	16629964
WL	39,0 – 41,0	26,0	10,0	6,0	MS-W3H	16630051	MS-W3	16629970
Herren		A	B	C	Hoher Schaft		Kurzer Schaft	
MS	39,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	MS-M1H	16629987	MS-M1	16629898
MM	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	MS-M2H	16629993	MS-M2	16629906
ML	43,5 – 45,0	29,0	11,5	7,0	MS-M3H	16630016	MS-M3	16629935
MXL	45,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	MS-M4H	16630022	MS-M4	16629941



Verband- und Wundtherapieschuh

Hilfsmittelnummer GKV 31.03.03.4023

(Verbandschuh, Kurzzeit / Langzeit)

AOK BAYERN

31.00.03.0307

(Wundtherapieschuh)

31.00.03.0308

(Wundtherapieschuh
als Ausgleichsschuh)

AOK BADEN-WÜRTTEMBERG

31.00.03.0301

(Wundtherapieschuh)

31.00.03.0302

(Wundtherapieschuh
als Ausgleichsschuh)



**Neues
Modell**

Obermaterial
bearbeitbar

**Stoßdämpfende
+ rutschhemmende
EVA-Außensohle**

Indikationen

- Bei Behandlung des diabetischen Fußsyndroms
- Zur Abheilung offener Wunden, belasteten Ulzerationen und Geschwüren
- Ulzerationen bis zu Wagner-Grad 3
- Zur Druckentlastung
- In der postoperativen Phase nach Zehen- und / oder Vorfußoperationen
- Knochenvorsprünge

Eigenschaften

- Obermaterial + Innensohlen individuell bearbeitbar → Gezielte Druckentlastung
- Stabile Fersenkappe → Sicherer Halt
- Weite Öffnungsmöglichkeit → Leichter Einstieg + Platz für voluminöse Verbände
- Formstabil + langlebig
- Geschlossenzelliges Innenfutter → Nahtfrei, ultra soft + desinfizierbar
- 4-Sohlen-System (WCS® / WCS® Light Insoles) → Nachbestellbar
- Neues Fully Rockersohlen Design
 - Angenehmes Tragegefühl
 - Abriebfeste, stoßdämpfende, rutschhemmende EVA-Gummi-Außensohle
 - Sicheres + physiologisch korrektes Gangbild



Gezielte Druckentlastung



Weite
Öffnungsmöglichkeit



Inklusive 4-Sohlen-System
(bearbeitbar)

Sohlensysteme

WCS® / WCS® Light Insoles

S. 98

Kombiprodukte

TwinShoe®

S. 36

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128

Studien

S. 130



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN	Art.-Nr.	PZN
		A	B	C	Rechts		Links	
XS	35 – 36	22,5	9,1	6,1	WCS0B/R	16629556	WCS0B/L	16629533
S	37 – 38	25,2	10,1	6,8	WCS1B/R	16629579	WCS1B/L	16629562
S/M	39 – 40	26,1	10,4	6,9	WCS7B/R	16629711	WCS7B/L	16629705
M	41 – 42	27,2	10,6	7,0	WCS2B/R	16629616	WCS2B/L	16629591
L	43 – 44	28,5	11,0	7,3	WCS3B/R	16629651	WCS3B/L	16629645
XL	45 – 46	30,5	11,3	7,4	WCS4B/R	16629674	WCS4B/L	16629668
XXL	47 – 48	31,9	11,4	7,7	WCS5B/R	16629697	WCS5B/L	16629680



Maße in cm | Hinweis S. 134

WCS® Light

Geschlossener Verband- und Wundtherapieschuh

Hilfsmittelnummer 31.03.03.4XXX



Neues
Modell

Obermaterial
**dehnbar +
luftdurchlässig**

**Stoßdämpfende
+ rutschhemmende**
EVA-Außensohle



Indikationen

- Bei Behandlung des diabetischen Fußsyndroms
- Zur Abheilung offener Wunden und leichten Ulzerationen
- Zur Druckentlastung
- In der postoperativen Phase nach Zehen- und / oder Vorfußoperationen

Eigenschaften

- Geschlossener Verband- und Wundtherapieschuh → Schutz vor Nässe + Schmutz
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten zur gezielten Druckentlastung
- Große + nahtfreie Zehenbox → Platz für voluminöse Verbände
- Dehnbares + luftdurchlässiges Obermaterial
- Geschlossenzelliges Innenfutter im Fersen- und Mittelfußbereich
→ Nahtfrei, ultra soft + desinfizierbar
- 4-Sohlen-System (WCS® / WCS® Light Insoles) → Nachbestellbar
- Neues Fully Rockersohlen Design
→ Angenehmes Tragegefühl
→ Abriebfeste, stoßdämpfende, rutschhemmende EVA-Gummi-Außensohle
→ Sicheres + physiologisch korrektes Gangbild
- Nur paarweise erhältlich



Gezielte Druckentlastung



Inklusive 4-Sohlen-System
(bearbeitbar)

Sohlensysteme

WCS® / WCS® Light Insoles

S. 98

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
		A	B	C		
XS	35 – 36	22,5	9,1	6,1	WCSL0	16629728
S	37 – 38	25,2	10,1	6,8	WCSL1	16629734
S/M	39 – 40	26,1	10,4	6,9	WCSL7	16629792
M	41 – 42	27,2	10,6	7,0	WCSL2	16629740
L	43 – 44	28,5	11,0	7,3	WCSL3	16629757
XL	45 – 46	30,5	11,3	7,4	WCSL4	16629763
XXL	47 – 48	31,9	11,4	7,7	WCSL5	16629786

Nur
paarweise
erhältlich



Maße in cm | Hinweis S. 134

HeelWedge®

Fersenentlastungsschuh

Hilfsmittelnummer 31.03.03.5037



Integrierte
Zehenkappe

Gezielte
Fersenentlastung

Indikationen

- Bei postoperativen Eingriffen am Rückfuß (Weichteil- und Knochenstruktur)
- Druckentlastung nach Frakturen
- Abheilung von Ulzerationen im Fersenbereich (Rückfußulzerationen)

Eigenschaften

- Gezielte Entlastung des Fersenbereichs durch Druckumverteilung
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
→ Schutz der Zehen
- Integrierte Zehenkappe



Fersenentlastung

Sohlensysteme

PegAssist® Insole

S. 88

PegContour® Insole Uni

S. 90

Kombiprodukte

TwinShoe®

S. 36

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
		A	B	C		
XS	33,5 – 37,0	21,5	8,5	6,5	HW0B-ST	16630068
S	37,5 – 39,5	23,5	9,5	7,0	HW1B-ST	16630074
M	40,0 – 41,5	25,5	10,0	7,5	HW2B-ST	16630080
L	42,0 – 44,0	27,5	10,5	8,5	HW3B-ST	16630097
XL	44,5 – 47,0	29,5	11,5	9,0	HW4B-ST	16630105



Maße in cm | Hinweis S. 134

OrthoWedge Pro

Vorfußentlastungsschuh

Hilfsmittelnummer 31.03.03.5041



Indikationen

- Postoperativ bei Eingriffen bei Hallux Valgus, Hammerzehen- / Krallenzehen-OPs
- Abheilung von Vorfußulcerationen

Die entlastende Versorgung eines diabetischen Fußulkus ist nur indiziert, wenn ansonsten erforderliche Entlastungen (z. B. mit einem Vollkontaktgips oder einer vergleichbaren Orthese) definitiv nicht möglich sind.

Eigenschaften

- EVA-Außensohle
 - Abriebfest mit hoher Dämpfungseigenschaft
- Breite Standfläche
- Individuell anpassbarer + selbstschließender Klettverschluss mit medialer + lateraler Umlenkschlaufe
- Weiches Innenfutter
 - Hoher Tragekomfort
- Druckumverteilung auf Mittel- bzw. Rückfuß
- Gezielte Vorfußentlastung
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
 - Schutz der Zehen
- Weite Öffnungsmöglichkeit + variable Verschlüsse
 - Bequemer Einstieg



Gezielte Vorfußentlastung



Breite Standfläche

Sohlensysteme

PegAssist® Insole

S. 88

PegContour® Insole Uni

S. 90

Kombiprodukte

TwinShoe®

S. 36

Toe Cap

S. 114

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128

Studien

S. 130

Version für Kinder

S. 120




Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
		A	B	C		
XS	33,5 – 37,0	21,5	8,5	6,5	OW0B-STL	20306149
S	37,5 – 39,5	23,5	9,5	7,0	OW1B-STL	20306089
M	40,0 – 41,5	25,5	10,0	7,5	OW2B-STL	20306132
L	42,0 – 44,0	27,5	10,5	8,5	OW3B-STL	20306072
XL	44,5 – 47,0	29,5	11,5	9,0	OW4B-STL	20310748



Maße in cm | Hinweis S. 134

Relief Dual®

Fußteilentlastungsschuh

Hilfsmittelnummer 31.03.03.5072



Schuhboden
versteift




Rückverlagerte
Ballenrolle

Indikationen

- Postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung
z. B. bei Fußosteotomien



Sandwichbauweise



Rückverlagerte Ballenrolle

Eigenschaften

- Innovative Zwei-Sohlentechnologie
→ Abriebfest, stoßdämpfend, rutschhemmend, mit durchgehend rigider Schuhbodenversteifung
- Hohe Vorfußentlastung durch reduzierte Dorsalextensionsmomente
- Verringerte Fußgelenksbewegungen + bessere Druckumverteilung nach Operationen
- Negativabsatz durch Verwenden der Innensohlen Puzzle Insole®, Relief Contour Insole
- Für diabetesadaptierte Fußbettung geeignet
- Breiter Klettgurt mit medialer + lateraler Umlenkschleufe
- Aufbau in Sandwichbauweise mit rigider Schuhbodenversteifung
→ Gute Druckumverteilung
- Rückverlagerte Ballenrolle
→ Weniger Belastung im Vorfuß
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
→ Schutz der Zehen

Sohlensysteme

PegAssist® Insole

S. 88

PegContour® Insole Uni

S. 90

Puzzle Insole®

S. 94

Relief Contour Insole

S. 96

Zubehör + Ersatzteile

Devisys® Spikes

S. 110

Rain Cover

S. 112

Toe Cap

S. 114

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128

Studien

S. 130



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
Damen		A	B	C		
WS	34,0 – 36,5	23,6	9,0	5,5	RD-W1	16629852
WM	37,0 – 38,5	24,6	9,5	6,0	RD-W2	16629869
WL	39,0 – 41,0	26,0	10,0	6,0	RD-W3	16629881
Herren		A	B	C		
MS	39,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	RD-M1	16629800
MM	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	RD-M2	16629817
ML	43,5 – 45,0	29,0	11,5	7,0	RD-M3	16629823
MXL	45,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	RD-M4	16629846



Maße in cm | Hinweis S. 134

Relief Dual® Plus

Fußteilentlastungsschuh mit hohem Schaft

Hilfsmittelnummer 31.03.03.5072



64%
höher als der
Relief Dual®



Indikationen


- Postoperativ
 - Zur Stabilisierung und Entlastung z. B. bei Fußosteotomien
 - Bei Haglundexostosenabtragungen
 - Bei Eingriffen bei Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- Zur Wundtherapie



Individuell einstellbare
Fersenkappe



Maximale
Öffnungsmöglichkeit



Rückverlagerte Ballenrolle

Eigenschaften

- Schaft: 64 % höher als bei Relief Dual®
- Hoher Schaft → Orthograder Rückfußhalt
- Individuell einstellbare Fersenkappe
→ Optimaler Halt + maximale Stabilität
- Sprunggelenkumschließender Verschluss
→ Zusätzlicher Halt
- Maximale Öffnungsmöglichkeit
→ Platz für voluminöse Verbände
- Innovative Zwei-Sohlentechnologie
→ Abriebfest, stoßdämpfend, rutschhemmend,
mit durchgehend rigider Schuhbodenversteifung
- Reduzierte Dorsalextensionsmomente
→ Hohe Vorfußentlastung
- Verringerte Fußgelenksbewegungen +
bessere Druckumverteilung nach Operationen
- Negativabsatz durch Verwenden der Innensohlen
Puzzle Insole®, Relief Contour Insole
- Für diabetesadaptierte Fußbettung geeignet
- Breiter Klettgurt mit medialer + lateraler Umlenkschlaufe
- Rückverlagerte Ballenrolle
→ Weniger Belastung im Vorfuß
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
→ Schutz der Zehen

Sohlensysteme

PegAssist® Insole

S. 88

PegContour® Insole Uni

S. 90

Puzzle Insole®

S. 94

Relief Contour Insole

S. 96

Zubehör + Ersatzteile

Devisys® Spikes

S. 110

Rain Cover

S. 112

Toe Cap

S. 114

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128

Studien

S. 130



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
Damen		A	B	C		
WS	34,0 – 36,5	23,6	9,0	5,5	RDP-W1	16907481
WM	37,0 – 38,5	24,6	9,5	6,0	RDP-W2	16907475
WL	39,0 – 41,0	26,0	10,0	6,0	RDP-W3	16907469
Herren		A	B	C		
MS	39,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	RDP-M1	16907446
MM	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	RDP-M2	16907417
ML	43,5 – 45,0	29,0	11,5	7,0	RDP-M3	16907400
MXL	45,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	RDP-M4	16907452
MXXL	47,5 – 50,0	33,0	13,5	8,5	RDP-M5	18090191



Maße in cm | Hinweis S. 134

Body Armor[®] Cast Shoe

Gipsschuh



Einfaches Anpassen durch
Schnellverschluss

Zehenschutz

Indikationen

- Schutz für den Gips
- Schutz für den Verband

Eigenschaften

- Schutz des Gipses vor Nässe + Schmutz
- Schnellverschluss
 - Einfaches Anpassen an den Gips
- Ermöglicht ein physiologisch korrektes Gangbild
- EVA-Material
 - Sehr leicht + stoßhemmend
- Sicherer Fersenhalt
- Zehenschutz
- Leichte Reinigung

Weitere Infos


Version für Kinder

S. 122



Größen + Maße

Größe	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
	A	B	C		
XS	23,9	9,9	8,9	CB0	16630329
S	26,3	11,2	10,4	CB1	16630335
M	26,9	11,9	10,9	CB2	16630341
L	28,0	13,0	11,9	CB3	16630358
XL	31,0	14,0	12,2	CB4	16630364
XXL	33,0	15,0	13,0	CB5	16630370



Maße in cm | Hinweis S. 134

SlimLine®

Gips- und Verbandschuh

Hilfsmittelnummer 31.03.03.4025



Elastischer Einsatz
am Ristband

Indikationen

- Bei Gips- oder Cast-Versorgungen
- Bei Frakturen
- Zur postoperativen Versorgung
- Voluminöse Verbände

Eigenschaften

- Wasserabweisendes Obermaterial
→ Schutz vor Nässe + Schmutz
- Stabile Außensohle
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
→ Schutz der Zehen
- Knöchelübergreifender Schaft mit Klettband
→ Hohe Stabilität
- Elastischer Einsatz am Ristband
→ Verschluss flexibel anpassbar
- Platz für voluminöse Verbände

Sohlensysteme

PegAssist® Insole

S. 88

PegContour® Insole Uni

S. 90

Zubehör + Ersatzteile

Rain Cover

S. 112

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128

Version für Kinder

S. 124



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
		A	B	C		
XS	33,5 – 37,0	21,5	8,5	6,5	SLO0B-ST	16630996
S	37,5 – 39,5	23,5	9,5	7,0	SLO1B-ST	16631004
M	40,0 – 41,5	25,5	10,0	7,5	SLO2B-ST	16631010
L	42,0 – 44,0	27,5	10,5	8,5	SLO3B-ST	16631027
XL	44,5 – 47,0	29,5	11,5	9,0	SLO4B-ST	16631033



Maße in cm | Hinweis S. 134

TwinShoe®

Höhenausgleichsschuh

Hilfsmittelnummer 31.03.03.8001



ca. **45** mm
Höhenausgleich

Indikationen

- Ausgleich bei Beinlängendifferenz (ca. 45 mm)
- Vermeidung eines Beckenschiefstandes



Toe Cap (optional)
→ Schutz der Zehen

Eigenschaften

- Als Höhenausgleichsschuh für Hilfsmittel mit erhöhter Sohle
- Sicheres + physiologisch korrektes Gangbild
- Zeitersparnis im Klinikalltag
- Herausnehmbare Innensohle

Kombiprodukte

WCS®

S. 20

HeelWedge®

S. 24

OrthoWedge Pro

S. 26

Zubehör + Ersatzteile

Devisys® Spikes

S. 110

Toe Cap

S. 114

Weitere Infos

Studien

S. 130



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
		A	B	C		
XS	33,5 – 37,0	21,5	8,5	6,5	TS0B	16629473
S	37,5 – 39,5	23,5	9,5	7,0	TS1B	16629496
M	40,0 – 41,5	25,5	10,0	7,5	TS2B	16629504
L	42,0 – 44,0	27,5	10,5	8,5	TS3B	16629510
XL	44,5 – 47,0	29,5	11,5	9,0	TS4B	16629527



Maße in cm | Hinweis S. 134

Die Movilo® Serie von DARCO.





Movilo® Fly

Therapeutischer Komfortschuh



Eigenschaften

Außensohle

- Rückverlagerte Ballenrolle
→ Vorfußentlastung
- Großflächige, abriebfeste Gummierung (3 mm)
→ Rutschhemmend
- Stoßdämpfende, kraftabsorbierende Sohlenkonstruktion
- Durchgehende, semirigide Schuhbodenversteifung → Entlastung des Vorfußes
- Lange und sichere Standfläche
- Geringe Sprengung (11 mm)

Innensohlensystem

- 2-teilige Bettung mit 8 mm Gesamthöhe
 - Anatomisch geformte Fußbettung (6 mm)
→ Moderate Fersenführung
→ Leichte Längs- und Quergewölbestütze
→ PU-Sohle mit glattem Mikrofaserbezug für gute Dämpfung + leichten Einstieg
 - Platzhalter-Sohle (2 mm)
→ Zum Volumenausgleich
→ Zusätzliche Dämpfung
- Austauschbar
- Ausreichend Platz (8 mm) für angefertigte Einlagen
- Individuell einsetzbar

Schaft

- Luftdurchlässig
- Verstärkte Fußspitze
- Anatomischer Knöchelausschnitt
→ Ideale Rückfußpassform
- Optimal angepasste Fersenkappe
→ Guter, sicherer Fersenhalt
- Schlaufe an der Ferse + Schuhzunge
→ Leichtes Anziehen
- Formstabiles Obermaterial
- Ohne Innenfutter
→ Schlank, weich + atmungsaktiv

Schnürung

- Elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
→ Leichtes An- und Ausziehen
- Unelastische, flache Schnürsenkel (beiliegend) → Besserer Halt
- Zusätzliches Schnürsenkel-Loch
→ Festerer Sitz

Leisten Movilo®

- Fußgerechte Leistenform
- Ideale Ballenbreite
- Zehenboxhöhe 21,5 – 27 mm (je nach Größe)
- Entwickelt mit der Wiest GmbH

Weitere Infos

Studien

S. 130



Großflächige, abriebfeste Gummierung


Indikationen

Zur Therapie von Fußbeschwerden bei:

- Moderaten Fuß- / Zehendeformitäten wie z. B. Hallux Valgus, Hammer- und Krallenzehen
- Hallux Rigidus
- Metatarsalgie
- Morton-Neurom
- Rheumatischer Arthritis
- Polyarthritis, Arthrose, Gicht
- Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- Kallusbildung, Prophylaxe von Panaritium

Neu

- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK (Risikogruppe 0 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)
- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK mit Fußdeformität (Risikogruppe 1 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)
- Diabetes mellitus mit Sensibilitätsverlust durch PNP / relevante pAVK (Risikogruppe 2a nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)



Rückverlagerte Ballenrolle

Größen + Maße



Maße in cm | Hinweis S. 134

Movilo® Fly

Schuhgröße	Innensohle		Fußlänge	Ballenmaß	Zehenboxhöhe	Art.-Nr.				
	A	B	F	G	H	Black ¹	Blue ¹	Berry ¹	Sand ²	Sky ²
36	24,0	9,0	22,5 - 23,1	22,6	2,15	MOFBAP36	MOFBUP36	MOFBYP36	MOFSDP36	MOFSKP36
37	24,6	9,1	23,1 - 23,7	23,0	2,20	MOFBAP37	MOFBUP37	MOFBYP37	MOFSDP37	MOFSKP37
38	25,3	9,2	23,8 - 24,4	23,4	2,25	MOFBAP38	MOFBUP38	MOFBYP38	MOFSDP38	MOFSKP38
39	26,0	9,3	24,5 - 25,1	23,8	2,30	MOFBAP39	MOFBUP39	MOFBYP39	MOFSDP39	MOFSKP39
40	26,6	9,4	25,1 - 25,7	24,2	2,35	MOFBAP40	MOFBUP40	MOFBYP40	MOFSDP40	MOFSKP40
41	27,3	9,6	25,8 - 26,4	24,6	2,40	MOFBAP41	MOFBUP41	MOFBYP41	MOFSDP41	MOFSKP41
42	28,0	9,8	26,5 - 27,1	25,0	2,45	MOFBAP42	MOFBUP42	MOFBYP42	MOFSDP42	MOFSKP42
43	28,6	10,1	27,1 - 27,7	25,4	2,50	MOFBAP43	MOFBUP43	MOFBYP43	MOFSDP43	MOFSKP43
44	29,3	10,2	27,8 - 28,4	25,8	2,55	MOFBAP44	MOFBUP44	-	MOFSDP44	MOFSKP44
45	30,0	10,3	28,5 - 29,1	26,2	2,60	MOFBAP45	MOFBUP45	-	MOFSDP45	MOFSKP45
46	30,6	10,4	29,1 - 29,7	26,6	2,65	MOFBAP46	MOFBUP46	-	MOFSDP46	MOFSKP46
47	31,3	10,5	29,8 - 30,4	27,0	2,70	MOFBAP47	MOFBUP47	-	MOFSDP47	MOFSKP47

¹ Never Out of Stock (NOS): Dauerhaft lieferbar
² Limited Edition (LE): Nur für begrenzte Zeit erhältlich



Movilo[®] Street


Therapeutischer Komfortschuh



Mit **weichem
Innenfutter**



Neu **Pearl**



Platz für
**individuelle
Einlagen**



**Rückverlagerte
Ballenrolle**

Eigenschaften

Außensohle

- Rückverlagerte Ballenrolle
→ Vorfußentlastung
- Großflächige, abriebfeste Gummierung (3 mm)
→ Rutschhemmend
- Stoßdämpfende, kraftabsorbierende Sohlenkonstruktion
- Durchgehende, semirigide Schuhbodenversteifung
→ Entlastung des Vorfußes
- Lange und sichere Standfläche
- Geringe Sprengung (11 mm)

Innensohlensystem

- 2-teilige Bettung mit 8 mm Gesamthöhe
 - Anatomisch geformte Fußbettung (6 mm)
 - Moderate Fersenführung
 - Leichte Längs- und Quergewölbestütze
 - PU-Sohle mit glattem Mikrofaserbezug für gute Dämpfung + leichten Einstieg
 - Platzhalter-Sohle (2 mm)
 - Zum Volumenausgleich
 - Zusätzliche Dämpfung
- Austauschbar
- Ausreichend Platz (8 mm) für angefertigte Einlagen
- Individuell einsetzbar

Schaft

- Luftdurchlässig
- Verstärkte Fußspitze
- Anatomischer Knöchelausschnitt
→ Ideale Rückfußpassform
- Optimal angepasste Fersenkappe
→ Guter, sicherer Fersenhalt
- Schlaufe an der Ferse → Leichtes Anziehen
- Formstabiles Obermaterial
- Weiches Innenfutter
→ Gute Polsterung + hoher Tragekomfort
- Schutz vor Druck + äußeren Einflüssen

Schnürung

- Elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
→ Leichtes An- und Ausziehen
- Unelastische, flache Schnürsenkel (beiliegend) → Besserer Halt
- Zusätzliches Schnürsenkel-Loch
→ Festerer Sitz

Leisten Movilo®

- Fußgerechte Leistenform
- Ideale Ballenbreite
- Zehenboxhöhe 21,5 – 27 mm (je nach Größe)
- Entwickelt mit der Wiest GmbH

Weitere Infos

Studien

S. 130



Großflächige, abriebfeste Gummierung


Indikationen

Zur Therapie von Fußbeschwerden bei:

- Moderaten Fuß- / Zehendeformitäten wie z. B. Hallux Valgus, Hammer- und Krallenzehen
- Hallux Rigidus
- Metatarsalgie
- Morton-Neurom
- Rheumatischer Arthritis
- Polyarthritis, Arthrose, Gicht
- Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- Kallusbildung, Prophylaxe von Panaritium

Neu

- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK (Risikogruppe 0 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)
- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK mit Fußdeformität (Risikogruppe 1 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)
- Diabetes mellitus mit Sensibilitätsverlust durch PNP / relevante pAVK (Risikogruppe 2a nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)



Rückverlagerte Ballenrolle

Größen + Maße




Maße in cm | Hinweis S. 134

Movilo® Street

Schuhgröße	Innensohle		Fußlänge	Ballenmaß	Zehenboxhöhe	Art.-Nr.			
	A	B	F	G	H	Black ¹	White ¹	Olive ²	Pearl ²
36	24,0	9,0	22,5 - 23,1	22,6	2,15	MOSBAP36	MOSWIP36	MOSOVP36	MOSPLP36
37	24,6	9,1	23,1 - 23,7	23,0	2,20	MOSBAP37	MOSWIP37	MOSOVP37	MOSPLP37
38	25,3	9,2	23,8 - 24,4	23,4	2,25	MOSBAP38	MOSWIP38	MOSOVP38	MOSPLP38
39	26,0	9,3	24,5 - 25,1	23,8	2,30	MOSBAP39	MOSWIP39	MOSOVP39	MOSPLP39
40	26,6	9,4	25,1 - 25,7	24,2	2,35	MOSBAP40	MOSWIP40	MOSOVP40	MOSPLP40
41	27,3	9,6	25,8 - 26,4	24,6	2,40	MOSBAP41	MOSWIP41	MOSOVP41	MOSPLP41
42	28,0	9,8	26,5 - 27,1	25,0	2,45	MOSBAP42	MOSWIP42	MOSOVP42	MOSPLP42
43	28,6	10,1	27,1 - 27,7	25,4	2,50	MOSBAP43	MOSWIP43	MOSOVP43	MOSPLP43
44	29,3	10,2	27,8 - 28,4	25,8	2,55	MOSBAP44	MOSWIP44	MOSOVP44	MOSPLP44
45	30,0	10,3	28,5 - 29,1	26,2	2,60	MOSBAP45	MOSWIP45	MOSOVP45	MOSPLP45
46	30,6	10,4	29,1 - 29,7	26,6	2,65	MOSBAP46	MOSWIP46	MOSOVP46	MOSPLP46
47	31,3	10,5	29,8 - 30,4	27,0	2,70	MOSBAP47	MOSWIP47	MOSOVP47	MOSPLP47

¹ Never Out of Stock (NOS): Dauerhaft lieferbar
² Limited Edition (LE): Nur für begrenzte Zeit erhältlich





Der Alltagsheld. Style inklusive.



Ubiq[®] Way

Therapeutischer Komfortschuh



NEU

Weiches
Innenfutter



Platz für
individuelle Einlagen



Rückverlagerte
Ballenrolle



Indikationen

- Leicht bis moderat ausgeprägte Fuß- und Zehendeformitäten wie z. B. Hallux Valgus, Hammer- oder Krallenzehen
- Hallux Limitus
- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK (Risikogruppe 0 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)
- Diabetes mellitus ohne PNP / pAVK mit Fußdeformität (Risikogruppe 1 nach der Deutschen Diabetes Gesellschaft)

Weitere Infos



Eigenschaften

Außensohle

- Rückverlagerte Ballenrolle
→ Vorfußentlastung
- Integrierte, großflächige, abriebfeste Gummierung (4 mm)
→ Rutschhemmend
- Stoßdämpfende, kraftabsorbierende Sohlenkonstruktion
- Durchgehende, semirigide Schuhbodenversteifung
→ Entlastung des Vorfußes
- Reduzierte Standfläche
→ Dynamisches, schnelles Abrollen
- Geringe Sprengung (7 mm)
→ Natürliche Fußstellung

Innensohle

- Anatomisch geformte Fußbettung (6 mm)
→ Moderate Fersenführung
→ Leichte Längs- und Quergewölbestütze
→ PU-Sohle mit glattem Mikrofaserbezug für gute Dämpfung
+ leichten Einstieg
- Austauschbar
- Ausreichend Platz (6 mm) für angefertigte Einlagen

Schaft

- Luftdurchlässig
- Verstärkte Fußspitze
- Anatomischer Knöchelausschnitt
→ Ideale Rückfußpassform
- Optimal angepasste Fersenkappe
→ Guter, sicherer Fersenhalt
- Schlaufe an der Ferse
→ Leichtes Anziehen
- Formstabiles Obermaterial
- Weiches Innenfutter
→ Gute Polsterung
→ Schutz vor Druck + äußeren Einflüssen
→ Hoher Tragekomfort

Schnürung


- Elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
→ Leichtes An- und Ausziehen
- Unelastische, flache Schnürsenkel (beiliegend)
→ Besserer Halt

Leisten Ubiq®

- Fußgerechte Leistenform
- Ideale Ballenbreite
- Taillierte Form
- Zehenboxhöhe 23,3 – 27,6 mm (je nach Größe)



Großflächige, abriebfeste Gummierung



Rückverlagerte Ballenrolle

Größen + Maße



Maße in cm | Hinweis S. 134

Ubiq® Way

Schuhgröße	Innensohle		Fußlänge	Ballenmaß	Zehenboxhöhe	Art.-Nr.			
	A	B				Black ¹	Grey ¹	Navy ¹	Lemon ²
36	24,0	9,0	22,5 - 23,1	22,5	2,33	UBWBA36	UBWGY36	UBWNY36	UBWLM36
37	24,6	9,1	23,1 - 23,7	23,0	2,37	UBWBA37	UBWGY37	UBWNY37	UBWLM37
38	25,3	9,2	23,8 - 24,4	23,4	2,41	UBWBA38	UBWGY38	UBWNY38	UBWLM38
39	26,0	9,3	24,5 - 25,1	23,8	2,45	UBWBA39	UBWGY39	UBWNY39	UBWLM39
40	26,6	9,4	25,1 - 25,7	24,3	2,49	UBWBA40	UBWGY40	UBWNY40	UBWLM40
41	27,3	9,6	25,8 - 26,4	24,7	2,52	UBWBA41	UBWGY41	UBWNY41	UBWLM41
42	28,0	9,8	26,5 - 27,1	25,2	2,56	UBWBA42	UBWGY42	UBWNY42	UBWLM42
43	28,6	10,1	27,1 - 27,7	25,6	2,60	UBWBA43	UBWGY43	UBWNY43	UBWLM43
44	29,3	10,2	27,8 - 28,4	26,1	2,64	UBWBA44	UBWGY44	UBWNY44	UBWLM44
45	30,0	10,3	28,5 - 29,1	26,5	2,68	UBWBA45	UBWGY45	UBWNY45	UBWLM45
46	30,6	10,4	29,1 - 29,7	27,0	2,72	UBWBA46	UBWGY46	UBWNY46	UBWLM46
47	31,3	10,5	29,8 - 30,4	27,4	2,76	UBWBA47	UBWGY47	UBWNY47	UBWLM47

¹ Never Out of Stock (NOS): Dauerhaft lieferbar
² Limited Edition (LE): Nur für begrenzte Zeit erhältlich







Orthesen + Bandagen

Fuß	56
-----	----

Sprunggelenk	58
--------------	----

Unterschenkel	62
---------------	----

TAS[®]

(Toe Alignment Splint)

Hallux Valgus Zehenorthese

Hilfsmittelnummer 23.01.01.0008



Elastisches
Fersenband



Elastisches
Metatarsalband



Indikationen

Zur konservativen und postoperativen
Korrektur / Redression der Zehen bei:

- Hallux Valgus (1)
- Hammerzehen (2)
- Schneiderballen (3)



Eigenschaften

- Konservativ + postoperativ einsetzbar
- Redressierender Verband anstelle von Tapeverbänden
- Frei positionierbare Fixierung + Ausrichtung der operierten / korrigierten Zehen
- Auch bei minimalinvasiven Eingriffen einsetzbar
- Weiches, hautfreundliches Material
 - Angenehmer Tragekomfort
- Stabilisierungselement: Thermoplastisch verformbar
- Elastisches, 34 cm langes Metatarsalband
 - Versorgung von breiten Füßen möglich
- Elastisches Fersenband am Rückfuß
- Kann mit Verbandsschuhen getragen werden

Weitere Infos

Studien

S. 130



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11



Adduktion



Abduktion



Plantarflexion



Dorsalextension

Größen + Maße

Größe	Länge Metatarsalband	Art.-Nr.	PZN
Universal	34	TAS-22	06833698

Maße in cm | Hinweis S. 134

Body Armor[®] Active



Sprunggelenksorthese

Hilfsmittelnummer 23.02.02.0XXX



Einfaches +
schnelles Anlegen

Indikationen

- Distorsionstraumata des oberen Sprunggelenks
- Insuffizienz des Kapselbandapparates des oberen Sprunggelenks
- Prävention gegen chronische Instabilität
- Postoperative Protektion nach Bandnaht / -rekonstruktion

Eigenschaften

- Zur Stabilisierung bei gezielter Mobilität
- Schützt Sprunggelenk + Knöchel
- Kann mit maßgefertigter Einlage getragen werden
- Leicht + atmungsaktiv, dennoch stabil
- Freie Dorsalextension + Plantarflexion möglich
- Herausnehmbare, waschbare Innenpolster
- Stabilitätselemente (1)
 - Anatomische Passform
- Verkürzte Orthesensohle (2)
 - Ausreichend Platz im Schuh
- Breites Klettband (3)
 - Einfaches + schnelles Anlegen
- Parallel zueinander stehende Drehgelenke (4)
 - Physiologisch korrekte Fußbewegung

Weitere Infos




Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11



1 Stabilitätselemente



2 Orthesensohle

3 Klettband

4 Drehgelenke

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Art.-Nr.	PZN
S	35 – 39	BAA1	16630602
M	40 – 44	BAA2	16630619
L	45 – 49	BAA3	16630625

Maße in cm | Hinweis S. 134

Body Armor[®] Stirrup Acute

Sprunggelenksorthese

Hilfsmittelnummer 23.02.02.0XXX



Fester +
bequemer Halt



Indikationen

- Zur Prävention
- Akute Verletzungen des Sprunggelenks
- Postoperative Rehabilitation
- Chronische Bandinsuffizienzen

Eigenschaften

- Zur Stabilisierung des Sprunggelenks
- Plantare Weitenregulierung im Rückfußbereich
→ Optimale Passform auch bei starker Schwellung
- Zirkulär schließende Gurte
→ Fester + bequemer Halt
- Röntgendurchlässiges Material
- Herausnehmbare, waschbare Innenpolster

Weitere Infos



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11



Weitenregulierung



Anlegen der Orthese



Schließen der Klett-Zügel

Größen + Maße

Größe	Art.-Nr.	PZN
Universal	BASAB-2	16630654

Air Pump Walker®

Unterschenkel-Fußorthese

Hilfsmittelnummer 23.06.01.0084



Pumpe
für einfaches
Handling

Indikationen

Hoher Schaft

- Prä- und postoperative / posttraumatische Ruhigstellung bei Schädigung von Knochen / Kapsel und Bandstrukturen des Fußes / Sprunggelenks
- Weichteilverletzung
- Stabile Fuß- und / oder Sprunggelenksfrakturen
- Schwere Distorsionen Grad II und III

Kurzer Schaft

- Prä- und postoperative / posttraumatische Ruhigstellung bei Schädigung von Kapsel und Bandstrukturen des Fußes / Sprunggelenks
- Weichteilverletzung
- Stabile Fußfrakturen
- Distorsionen Grad II

Flexibler
Wadenabschluss






Soft-Lining mit
integrierter Luftpumpe



Rutschfeste und
stoßdämpfende TPR Laufsohle



Rückverlagerte Ballenrolle

Eigenschaften

Pump-System

Komfortable, einfache + schnelle Handhabung

- Soft-Lining mit integrierter Luftpumpe
- Luftkammer-System
→ Reduktion von Schmerzen + Schwellungen
- Passgenaue Form
→ Sichere Stabilisierung des Sprunggelenks

Außensohle

Mobilität im Alltag

- Rutschfeste + stoßdämpfende TPR Laufsohle
→ Hohe Traktion
- Biomechanisch optimierte Ballenrolle
- Physiologisch korrektes Gangbild

Konstruktion

Ergonomisches Design für hohen Tragekomfort

- Stabil, leicht + atmungsaktiv
- Individuell einstellbare Klettgurte
- Flexibler Wadenabschluss
- Ventrale Abdeckung
- Hexagonale Polster zur Immobilisierung + zur zusätzlichen Polsterung des Sprunggelenks / Schienbeins
- Individuelle Anpassbarkeit
- Einstellbarer + abnehmbarer Zehenschutzbügel
- Unterziehstrumpf (inklusive)
→ Höherer Tragekomfort
+ Verminderung von Druckstellen

Kombiprodukte

APPAW (Air Pump Walker® Achilles Wedges)

S. 106

Zubehör + Ersatzteile

Rain Cover


S. 112

Weitere Infos



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11



Maße in cm | Hinweis S. 134

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Schafthöhe	Art.-Nr.	PZN	Schafthöhe	Art.-Nr.	PZN
		A	B	C	D	Hoher Schaft		D	Kurzer Schaft	
XS	34 – 36	24,8	10,3	8,8	34,4	APW0	19108912	21,7	APWS0	19108970
S	37 – 39	27,2	11,0	9,1	38,0	APW1	19108929	23,0	APWS1	19108987
M	40 – 42	28,8	11,5	10,2	41,8	APW2	19108935	25,1	APWS2	19108993
L	43 – 45	31,0	12,4	11,1	44,7	APW3	19108941	26,4	APWS3	19109001
XL	46 – 48	32,3	14,2	13,2	47,0	APW4	19108958	30,0	APWS4	19109018

Air Pump Walker® Achill



Unterschenkel-Fußorthese mit Achillessehnenentlastung

Hilfsmittelnummer 23.06.01.1024



Pumpe
für einfaches Handling



APWAW
(Air Pump Walker®
Achilles Wedges)
Fersenkeile

Indikationen


- Achillessehnenrupturen



Soft-Lining mit
integrierter Luftpumpe



Rutschfeste und
stoßdämpfende TPR Laufsohle



Rückverlagerte Ballenrolle

Eigenschaften

Pump-System

Komfortable, einfache + schnelle Handhabung

- Soft-Lining mit integrierter Luftpumpe
- Luftkammer-System
→ Reduktion von Schmerzen + Schwellungen
- Passgenaue Form
→ Sichere Stabilisierung des Sprunggelenks

Außensohle

Mobilität im Alltag

- Rutschfeste + stoßdämpfende TPR Laufsohle
→ Hohe Traktion
- Biomechanisch optimierte Ballenrolle
- Physiologisch korrektes Gangbild

Konstruktion

Ergonomisches Design für hohen Tragekomfort

- Stabil, leicht + atmungsaktiv
- Individuell einstellbare Klettgurte
- Flexibler Wadenabschluss
- Ventrale Abdeckung
- Hexagonale Polster zur Immobilisierung + zur zusätzlichen Polsterung des Sprunggelenks / Schienbeins
- Individuelle Anpassbarkeit
- Einstellbarer + abnehmbarer Zehenschutzbügel
- Mit APWAW Fersenkeilen (5-teiliges Kit)
→ Individuelle Spitzfußprophylaxe
- Unterziehstrumpf (inklusive)
→ Höherer Tragekomfort
+ Verminderung von Druckstellen

Kombiprodukte

APWAW (Air Pump Walker® Achilles Wedges)

S. 106

Zubehör + Ersatzteile

Rain Cover

S. 112

Weitere Infos




Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Schafthöhe	Art.-Nr.	PZN
		A	B	C			
XS	34 – 36	24,8	10,3	8,8	34,4	APWA0	19109024
S	37 – 39	27,2	11,0	9,1	38,0	APWA1	19109030
M	40 – 42	28,8	11,5	10,2	41,8	APWA2	19109047
L	43 – 45	31,0	12,4	11,1	44,7	APWA3	19109076
XL	46 – 48	32,3	14,2	13,2	47,0	APWA4	19109082



Maße in cm | Hinweis S. 134

Body Armor[®] Pro Term

Fußstumpforthese

Hilfsmittelnummer 23.06.01.0XXX



Neues
Modell

90°
Stellung



25%
leichter als das
Vorgänger-Modell

Indikationen

- Postoperative Versorgung nach Chopart- / Lisfranc-Amputationen
- Diabetisches Fußsyndrom
- pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit)
- Trauma

PowerPods[®]-
Technologie





Weite Öffnung



Verschluss-System mit
Umlenkrollen



Keilförmiges
Sohlensystem

Eigenschaften

Stabilität und Schutz

- Schalenkonstruktion in 90°-Stellung
→ Stabilisierung des Sprunggelenks
- Sicheres Verschluss-System
→ Fester Sitz + sichere Stumpfführung
- Hohe Konstruktion + breite Auftrittsfläche
→ Mehr Stabilität + sicherer Stand

Biomechanik und Entlastung

- Keilförmige Sohle in Dorsalextension
→ Gezielte Rückfußbelastung
- Weichbettende Sandwich-Innensohle
→ Druckverteilung zur Dekubitusprophylaxe
- Orthograde Aufbau
→ Natürliche Haltung + optimierte Biomechanik

Individuelle Anpassung und Komfort

- 25 % leichter (ca. 220 g) als das Vorgängermodell
→ Geringere Belastung
- Erweiterte Stumpflänge (+3 cm)
→ Mehr Flexibilität in der Versorgung
- Bearbeitbare PowerPods®-Laufsohle
→ Anpassung an individuelle Bedürfnisse
- Flexible ventrale Stützlasche
→ Ergonomischer Sitz, gleichmäßige Druckverteilung
- Umlenkrollen → Leichteres Schließen der Gurte

Praktische Vorteile

- Sicht- und Luftfenster → Bessere Belüftung, Stumpfkontrolle
- Weite Öffnung → Einfaches Anziehen

Kombiprodukte

WCS®

S. 20

Weitere Infos

Studien

S. 130

Weitere Infos



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Stumpflänge	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
		B	C	E		
M	19,5	13,0	9,5	20,0	BAPT2	16630631
L	21,0	14,0	10,5	22,0	BAPT3	16630648
XL	22,5	14,5	11,5	23,6	BAPT4	20156023

Neu



Maße in cm | Hinweis S. 134

Relief Insert® Walker 2.0

Unterschenkel-Fußorthese

Hilfsmittelnummer 23.06.01.0070



Indikationen

- TMT 1 Arthrodesen (Lapidusarthrodesen)
- Nach Metatarsalfraktur-Operationen
- Nach Hallux Valgus-Operationen
- Nach Hallux Rigidus-Operationen
- Nach Hammer- und Krallenzehen-Operationen
- Frakturen der Phalangen
- Nach Rückfußoperationen
- Bei Bandrupturen am Sprunggelenk
- Postoperativ nach Haglundexostosen-abtragungen (bei intakter Achillessehne)
- Prä- und postoperative / posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, stabile Fuß- oder Knöchelfrakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen
- OSG Arthrodesen
- Postoperativ nach Weberfrakturen



Pumpe
für individuelle
Anpassung



Weitenregulierung
für schmale +
breite Waden




Bestehend aus 3 Teilen:
 1 Relief Insert® 2.0
 2 PegContour® Insole Uni
 3 Relief Dual® Plus



Weitenregulierung



Offener, weicher
Fersenbereich



Rückverlagerte
Ballenrolle

Eigenschaften

- Lagerungsschiene + Walker in einem
- Immobilisierung in vorgegebener Position bei gleichzeitiger Mobilisierung
- Schuh abnehmbar + auswechselbares Lining
→ Hygienische Versorgung
- Geringes Gewicht + schlankes Design
- Physiologisch korrektes Gangbild
- Leichtes An- und Ablegen
→ Einfache Wundkontrolle
- Automatische Weitenregulierung im Wadenbereich
→ Regler bei Bedarf zum Aushaken
- Weicher Fersenbereich durch Aussparung der Schiene
- Integrierte Pumpe
→ Individuell anpassbar
- Optionaler Vorfußgurt (inklusive)
→ Zusätzlicher Halt
- Rückverlagerte Ballenrolle
→ Weniger Belastung im Vorfuß

Sohlensysteme

PegAssist® Insole

S. 88

Puzzle Insole®

S. 94

Relief Contour Insole

S. 96

Zubehör + Ersatzteile

DAW (DARCO

Achilles Wedges)

S. 108

Devisys® Spikes

S. 110

Rain Cover

S. 112

Toe Cap

S. 114

Weitere Infos




Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Schafthöhe	Art.-Nr.	PZN	Größe	
		A	B	C	D			Toe Cap	Devisys® Spikes
XS	37,0 – 38,5	24,6	9,4	6,0	38,3	RIW2-0	18090274	WM	1
S	39,0 – 41,0	25,8	10,3	6,5	38,3	RIW2-1	18090251	MS	1
M	41,5 – 43,0	27,0	11,0	6,5	40,3	RIW2-2	18090245	MM	2
L	43,5 – 45,0	28,7	11,2	7,0	44,7	RIW2-3	18090216	ML	2
XL	45,5 – 47,0	30,0	12,0	7,5	44,7	RIW2-4	18090268	MXL	2



Maße in cm

Hinweis S. 134

Relief Insert® Walker 2.0 Achill



Unterschenkel-Fußorthese
mit Achillessehnenentlastung

Hilfsmittelnummer 23.06.01.1021

**DAW (DARCO
Achilles Wedges)**
Fersenkeile



Pumpe
für individuelle
Anpassung

Indikationen

- Achillessehnenrupturen
- Postoperativ:
 - Bei Achillessehnnäht
 - Nach Haglundexostosen-
abtragungen





Bestehend aus 3 Teilen:

- 1 Relief Insert® 2.0
- 2 DAW
- 3 Relief Dual® Plus



Eigenschaften


- Unterschenkel-Fußorthese sowie Fußlagerungsorthese mit Achillessehnenentlastung
- Mit DAW Fersenkeilen (3-teiliges Kit)
→ Individuelle Spitzfußprophylaxe
- Immobilisierung in definierten, einstellbaren Positionen bei gleichzeitiger Mobilisierung
- Schuh abnehmbar + auswechselbares Lining
→ Hygienische Versorgung
- Geringes Gewicht + schlankes Design
→ Physiologisch korrektes Gangbild
- Leichtes An- und Ablegen
→ Einfache Wundkontrolle
- Automatische Weitenregulierung im Wadenbereich
→ Regler bei Bedarf zum Aushaken
- Weicher Fersenbereich durch Aussparung der Schiene
- Integrierte Pumpe → Individuell anpassbar
- Optionaler Vorfußgurt (inklusive) → Zusätzlicher Halt
- Rückverlagerte Ballenrolle → Weniger Belastung im Vorfuß



Weitenregulierung



Offener, weicher
Fersenbereich



Rückverlagerte
Ballenrolle

Zubehör + Ersatzteile

**DAW (DARCO
Achilles Wedges)**

S. 108

Devisys® Spikes

S. 110

Rain Cover

S. 112

Toe Cap

S. 114

Weitere Infos



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Schafthöhe	Art.-Nr.	PZN	Größe	
		A	B	C	D			Toe Cap	Devisys® Spikes
XS	37,0 – 38,5	24,6	9,5	6,0	38,3	RIW2W-0	18090328	WM	1
S	39,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	38,3	RIW2W-1	18090305	MS	1
M	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	40,3	RIW2W-2	18090297	MM	2
L	43,5 – 45,0	29,0	11,5	7,0	44,7	RIW2W-3	18090280	ML	2
XL	45,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	44,7	RIW2W-4	18090311	MXL	2



Maße in cm

Hinweis S. 134





Lagerungs- hilfen

Fußlagerungsorthesen

74

Freilagerungen

84

Body Armor[®] Night Splint

Dorsale Fußlagerungssorthese

Hilfsmittelnummer 23.03.01.0009




Indikationen

- Verkürzung der plantaren Faszie
- Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- Achillessehnenentzündungen und -schwächen
- Metatarsalgie
- Spitzfußstellungen und Fußgelenkskontrakturen

Eigenschaften

- Windlass-Mechanismus: Optionale Anwendung mit
 - Zehenschlaufe → Dehnung der plantaren Faszie
 - Zehenplatte → Stärkere Dehnung der Flexorengruppe + plantaren Faszie
- 90° Stellung
 - Verhindert eine Spitzfußstellung + Verkürzung der Achillessehne
- Anatomische Passform
 - Hoher Tragekomfort, vermindert Druck auf Tibiakante + Fußrücken
- Schnelles + einfaches Anlegen



Windlass-Mechanismus:
1 Erhöhung Fußgewölbe
2 Dehnung



Optionale Anwendung
mit Zehenplatte
(inklusive)



Verstellbare Klettbinden
für einfaches Anlegen



Multipositions-Gummiring
zur Fixierung
verschiedener Positionen



Bis zu 70 % weniger
Spannungskräfte durch
niedriges Schienenprofil

Weitere Infos

Studien

S. 130



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Art.-Nr.	PZN
Small	34 – 36	BADS-S	16630393
Standard	37 – 47	BADS	16630387

DARCO Posterior Splint Fix

Fußlagerungsorthese

Hilfsmittelnummer 23.03.01.0024



110°
Winkel

Indikationen

Allgemein anwendbar bei konservativer und postoperativer Therapie von Unterschenkel-, Sprunggelenks- und Fußverletzungen:

- Prä- und postoperative Lagerung
- Posttraumatische Stabilisierung / Ruhigstellung
- Immobilisierung nach Unfall
- Kurzfristige Stabilisierung (Bandrupturen, Luxationen, Frakturen, Wunden, Zerrungen, Verstauchungen etc.)
- Achillessehnenriss

Eigenschaften

- Für Achillessehnenpathologien in 20° Spitzfußstellung
- Spezielles Saugvlies für Wundsekret (inklusive)
- Optimale Lagerung in definierter Position mit:
 - 3 flexibel positionierbaren Gurtbändern (inklusive)
 - Herkömmlichen Mullbinden durch eingearbeitete Klettstreifen auf der Außenseite der Schiene
- Weiche Innenpolsterung (PE-Schaumstoff)
- Anatomisch optimierte Passform
 - Vermeidung von Druckstellen
- Dauerhaft formstabil



Alternative Anlage



Saugvlies (inklusive)

Weitere Infos




Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Länge der Schiene		Art.-Nr.	PZN
		A	B		
S	bis 40	26,5	34,0	PSF1-110	17916938
M	41 – 45	29,5	37,0	PSF2-110	17916944
L	46 – 49	32,5	40,0	PSF3-110	17916973



Maße in cm | Hinweis S. 134

DARCO Posterior Splint Plus Fix

Fußlagerungsorthese

Hilfsmittelnummer 23.03.01.0024



Indikationen

Allgemein anwendbar bei konservativer und postoperativer Therapie von Unterschenkel-, Sprunggelenks- und Fußverletzungen:

- Prä- und postoperative Lagerung
- Posttraumatische Stabilisierung / Ruhigstellung
- Immobilisierung nach Unfall
- Kurzfristige Stabilisierung (Bandrupturen, Luxationen, Frakturen, Wunden, Zerrungen, Verstauchungen etc.)

Eigenschaften

- Moderate Winkelstellung von 90° Plus bei eingeschränkter Dorsalextension im oberen Sprunggelenk
- Spezielles Saugvlies für Wundsekret (inklusive)
- Optimale Lagerung in definierter Position mit:
 - 3 flexibel positionierbaren Gurtbändern (inklusive)
 - Herkömmlichen Mullbinden durch eingearbeitete Klettstreifen auf der Außenseite der Schiene
- Weiche Innenpolsterung (PE-Schaumstoff)
- Anatomisch optimierte Passform + großvolumige Fersenform
 - Vermeidung von Druckstellen
- Ovale Aussparungen
 - Gute Luftzirkulation
- Dauerhaft formstabil



Alternative Anlage



Ovale Aussparungen
für gute Luftzirkulation



Saugvlies (inklusive)

Weitere Infos




Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Länge der Schiene		Art.-Nr.	PZN
		A	B		
S	bis 40	26,5	34,0	PSF1-90-P	17916909
M	41 – 45	29,5	37,0	PSF2-90-P	17916915
L	46 – 49	32,5	40,0	PSF3-90-P	17916921



Maße in cm | Hinweis S. 134

NightSplint®

Fußlagerungssorthese

Hilfsmittelnummer 23.03.01.0007



Indikationen

- Verkürzung der plantaren Faszie
- Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- Tendinitis im Achillesbereich
- Spitzfußprophylaxe
- Postoperative Ruhigstellung

Eigenschaften

- Breiter Fersenbereich
 - Optimale Positionierung
- Zwei separate Keile (inklusive)
 - Zusätzliche Dorsalextension
- Leichtes Handling
- Abnehmbarer, waschbarer Bezug
- Anti-Rutsch-Beschichtung
- Innenfutter aus Frottee
 - Angenehmes Tragegefühl
- Stufenlos verstellbare, gepolsterte Klettverschlüsse



Separate Einlegekeile
(inklusive)

Weitere Infos

Studien

S. 130



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Art.-Nr.	PZN
S	35 – 36	NS1B	16630708
M	37 – 39	NS2B	16630714
L	40 – 43	NS3B	16630720
XL	44 – 49	NS4B	16630737

Relief Insert® 2.0

Fußlagerungsorthese

Hilfsmittelnummer 23.03.01.0025



Integrierte
Pumpe

Indikationen

Allgemein anwendbar bei konservativer und postoperativer Therapie von Unterschenkel-, Sprunggelenks- und Fußverletzungen:

- Prä- und postoperative Lagerung
- Spitzfußprophylaxe
- Posttraumatische Stabilisierung / Ruhigstellung
- Immobilisierung nach Unfall
- Kurzfristige Stabilisierung (Bandrupturen, Luxationen, Frakturen, Wunden, Zerrungen, Verstauchungen etc.)

Bei Verwendung mit Fersenkeilen:

- Achillessehnenrupturen
- Postoperativ bei Achillessehnennaht
- Postoperativ nach Haglundexostosenabtragungen
- Tendinitis im Achillessehnenbereich
- Plantarflexionskontraktur von mehr als 10°
- Verkürzung der Wadenmuskulatur

Eigenschaften

- Sichere Lagerung direkt im OP
 - Immobilisierung in vorgegebener Position
 - Auswechselbares Lining
 - Hygienische Versorgung
 - Geringes Gewicht + schlankes Design
 - Leichtes An- und Ablegen
 - Einfache Verbandkontrolle
 - Automatische Weitenregulierung im Wadenbereich
 - Regler bei Bedarf zum Aushaken
- Weicher Fersenbereich durch Aussparung der Schiene
 - Integrierte Pumpe
 - Individuell an den Heilungsverlauf oder an den Schwellungszustand anpassbar
 - Optionaler Vorfußgurt (inklusive)
 - Zusätzlicher Halt



1 Front-Schiene und -Liner
2 Waden-Schiene und -Liner
3 Air-Liner mit Luftkammern



1 Optionaler Vorfußgurt
2 Integrierte Pumpe
3 Stufenlos verstellbare Weitenregulierung
4 Offener, weicher Fersenbereich

Kombiprodukte

Relief Dual® Plus
S. 30

Zubehör + Ersatzteile

DAW
(DARCO Achilles Wedges)
S. 108

Weitere Infos




Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Schafthöhe	Art.-Nr.	PZN
		A	B	C			
S	37,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	34,3	RIX2-1	19402557
M	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	36,3	RIX2-2	19402540
L	43,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	40,7	RIX2-3	19402563



Maße in cm | Hinweis S. 134

Body Armor® Heel Reliever

Fersen-Freilagerung

Hilfsmittelnummer Genoppt: 11.11.05.0040

Hilfsmittelnummer Glatt: 11.11.05.0041



Flexible
Größenanpassung

Schaumstoff:
genoppt
oder **glatt**

Ferse
schwebt
frei



Indikationen

- Zur Prävention und Abheilung von Druckgeschwüren an der Ferse, bei diabetischem Fußsyndrom bzw. Dekubitus
- 14 Punkte oder weniger auf der Braden-Skala
- Diabetes mit neurologisch sensorischen Ausfallerscheinungen
- Nicht tastbarer Fußpuls
- Querschnittlähmung
- Lang anhaltende Immobilität oder Koma

Eigenschaften

- One-Size-Fits-All
 - Anpassung an schmale oder starke Waden
- Druckumverteilung auf erhöhtes Wadenpolster
 - + Aussparung des Fersenbereichs
 - Ferse schwebt frei
- Fersenöffnung zur visuellen Kontrolle
- Extra hohes Fußteil
 - Orthograde Position + Spitzfußprophylaxe
- Langes Wadenpolster vermeidet Hyperextension des Knies
- Asymmetrisches Design ermöglicht Überlappen der Seitenelemente
 - Flexible Größenanpassung (Flexible-Flap-Design)
- Vorfußriemen und -polster → Sichere Fußposition
- Vorfußpolster → Vermeidung Hautkontakt mit Riemen
- Positionierungskeil wirkt Hüftrotation entgegen (inklusive)
- Zusätzliches Schaumstoffpolster
 - Individuelle Anpassungsmöglichkeiten
- Abgeschrägte Schaumstoffkanten und -ecken
 - Weniger Druck an den Rändern
- Seitliche Belüftungslöcher → Verbesserte Luftzirkulation
- Glatte Unterseite
 - Gleiten des Beines auf der Liegefläche möglich
- Ideale Lagerung → Auch bei Vakuumtherapie
- Etikett: Mit Patientendaten beschriftbar
 - + QR-Code zum Produktvideo
- 2 Schaumstoffvarianten: Genoppt oder glatt
- Bei 60° in der Maschine waschbar



Inklusive Keil zur Positionierung



Fersenöffnung zur visuellen Kontrolle



Ideale Lagerung (auch bei Vakuumtherapie)

Weitere Infos



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Wadenumfang	Art.-Nr.	PZN	Art.-Nr.	PZN
		A	Genoppt		Glatt	
Universal	bis 47	25 – 54	BAHR-N	17443730	BAHR-F	17443724



Maße in cm | Hinweis S. 134



Sohlen- systeme



PegAssist[®] Insole

Waben-Einlegesohle

Abrechnungsvorschlag

bei Verbandsschuhen 31.99.99.0999 (Sonderarbeiten nach Kostenvoranschlag)

bei Orthesen 23.99.99.0XXX (Zubehör nach Kostenvoranschlag)



Indikationen

Zur gezielten Druckumverteilung bei:

- Plantaren Läsionen
- Plantaren Ulzerationen
- Hyperpressionsstellen

Eigenschaften

- Einlagensystem mit einzeln herausnehmbaren Waben (Pegs) → Individuelle Anpassung
- Unterschiedliche Farbgebung → Identische Eigenschaften, aber unterschiedliche Passform:
 - Schwarze Sohle: 5 Größen (XS, S, M, L, XL)
 - Blaue Sohle: 7 Größen (WS, WM, WL, MS, MM, ML, MXL)
- Plantare Druckumverteilung
- Gezielte, punktuelle Druckentlastung
- Druckreduzierung bis zu 50 %
- Stoßhemmend
- Material: 18 mm PE-Schaumstoff-Schicht + Poron® + EVA
- Square Toe: Großzügige, eckige Form → Schutz der Zehen
- Markierstift (inklusive)

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle	Art.-Nr.	PZN
-------	------------	------------	----------	-----

Schwarz-Beige-Blaue Sohle

Für Commodus Open®, OrthoWedge Pro, HeelWedge®, SlimLine®

		A	B	C		
XS	33,5 – 37,0	21,5	8,5	6,5	PAS0	14255270
S	37,5 – 39,5	23,5	9,5	7,0	PAS1	14255287
M	40,0 – 41,5	25,5	10,0	7,5	PAS2	14255293
L	42,0 – 44,0	27,5	10,5	8,5	PAS3	14255301
XL	44,5 – 47,0	29,5	11,5	9,0	PAS4	14255318

Blau-Beige-Blaue Sohle

Für MedSurg Pro®, Relief Dual® / Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Damen		A	B	C		
WS	34,0 – 36,5	23,6	9,0	5,5	PAS-W1	14255181
WM	37,0 – 38,5	24,6	9,5	6,0	PAS-W2	14255198
WL	39,0 – 41,0	26,0	10,0	6,0	PAS-W3	14255206
Herren		A	B	C		
MS	39,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	PAS-M1	14255235
MM	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	PAS-M2	14255241
ML	43,5 – 45,0	29,0	11,5	7,0	PAS-M3	14255258
MXL	45,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	PAS-M4	14255264



Kombiprodukte

Commodus Open®

S. 16

MedSurg Pro®

S. 18

HeelWedge®

S. 24

OrthoWedge Pro

S. 26

Relief Dual®

S. 28

Relief Dual® Plus

S. 30

SlimLine®

S. 34

Relief Insert® Walker 2.0

S. 68

Weitere Infos


Druckmessungen

S. 128



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11



Maße in cm | Hinweis S. 134

PegContour[®] Insole Uni



Universelle Waben-Weichbettungseinlegesohle

Abrechnungsvorschlag bei

Verbandschuhen 31.99.99.0999 (Sonderarbeiten nach Kostenvoranschlag)

bei Orthesen 23.99.99.0XXX (Zubehör nach Kostenvoranschlag)



Pegs
herausnehmbar

Indikationen


- Nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
- Postoperative Anwendungen + Versorgungen an der Ferse
- Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit milden Fußdeformitäten
- Abheilung von Ulzerationen im Fersenbereich (Rückfußulcera)
- Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- Fersenwunden

Zur gezielten Druckumverteilung bei:

- Plantaren Läsionen
- Plantaren Ulzerationen / Ulcus-Prävention
- Hyperpressionsstellen

Eigenschaften

- Stoßhemmende Weichbettungseinlegesohle (langsohlig) mit einzeln herausnehmbaren Waben (Pegs)
→ Individuelle Anpassung
- Plantare Druckumverteilung + gezielte, punktuelle Druckentlastung
- Druckreduzierung bis zu 45 %
- Beschleifbares PU-Material mit hoher Rückstellfähigkeit
- Weicher Sohlenbezug aus längs- und querelastischem Polyester → Hoher Tragekomfort
- Symmetrische Sohle → Universell rechts + links tragbar
- Bei Läsionen im Fußgewölbe
- Anatomisch angepasste Konturen
→ Optimale Druckumverteilung



Kombiprodukte

AllRound Shoe®

S. 14

Commodus Open®

S. 16

MedSurg Pro®

S. 18

HeelWedge®

S. 24

OrthoWedge Pro

S. 26

Relief Dual®

S. 28

Relief Dual® Plus

S. 30

SlimLine®

S. 34

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße



Grau-Blaue Sohle

Für AllRound Shoe®

		A	B	C		
XS	37,0 – 38,0	25,0	8,7	7,1	PCIU-ARS0	18377780
S	39,0 – 40,0	26,2	9,1	7,5	PCIU-ARS1	18377797
M	41,0 – 42,0	27,3	9,5	7,7	PCIU-ARS2	18377805
L	43,0 – 44,0	28,3	9,8	8,1	PCIU-ARS3	18377834
XL	45,0 – 46,0	29,8	10,4	8,5	PCIU-ARS4	18377840
XXL	47,0 – 48,0	31,4	10,9	8,9	PCIU-ARS5	18377857



Schwarz-Graue Sohle


Für Commodus Open®, HeelWedge®, OrthoWedge Pro, SlimLine®

		A	B	C		
XS	33,5 – 37,0	21,5	8,5	6,5	PCIU0	17531859
S	37,5 – 39,5	23,5	9,5	7,0	PCIU1	17531865
M	40,0 – 41,5	25,5	10,0	7,5	PCIU2	17531871
L	42,0 – 44,0	27,5	10,5	8,5	PCIU3	17531888
XL	44,5 – 47,0	29,5	11,5	9,0	PCIU4	17531902

Blaue Sohle

Für MedSurg Pro®, Relief Dual® / Plus

Damen		A	B	C		
WS	34,0 – 36,5	23,6	9,0	5,5	PCIU-W1	17871897
WM	37,0 – 38,5	24,6	9,5	6,0	PCIU-W2	17871880
WL	39,0 – 41,0	26,0	10,0	6,0	PCIU-W3	17871874
Herren		A	B	C		
MS	39,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	PCIU-M1	17871851
MM	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	PCIU-M2	17871845
ML	43,5 – 45,0	29,0	11,5	7,0	PCIU-M3	17871816
MXL	45,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	PCIU-M4	17871868
MXXL	47,5 – 50,0	33,0	13,5	8,5	PCIU-M5	19147272



Maße in cm | Hinweis S. 134



Puzzle Insole®

Modulare Innensohle

Abrechnungsvorschlag

bei Verbandsschuhen 31.99.99.0999

(Sonderarbeiten nach Kostenvoranschlag)

bei Orthesen 23.99.99.0XXX

(Zubehör nach Kostenvoranschlag)



Indikationen

Kleinzehenmodul (schmal)

- Schneiderballen (Digitus Superductus)
- Jones-Frakturen (Puzzle-Modul reicht bis Lisfranc Gelenkreihe)


Großzehenmodul (breit)

- MPG- und GZGG-Arthrodesen
- Austin-, Scarf- und Akin-Osteotomien
- Closing- und Opening-Wedge
- Quer- und Pendel-Osteotomien
- Lapidus-Arthrodesen (TMT1-Arthrodesen)
- Youngswick-Osteotomien (Puzzle-Modul reicht bis Cuneiforme I)

Mittelmodul


- Weil- und / oder Helal-Osteotomien I – IV
- Morton Neurom
- Hammerzehr-Korrekturen
- PIP- / DIP-Arthrodesen
- Os Metatarsale Frakturen II – IV
- Verkürzungs-Osteotomien der Os Metatarsalia II – IV
(Puzzle-Modul reicht bis proximales Ende der Metatarsalia II – IV)

2,4°
Dorsalextension
(Vorfußentlastung)



Eigenschaften

- Set aus 2 Sohlen (Blau + Schwarz) mit je 4 Elementen
→ Individuelle Kombinationsmöglichkeit
- Unterschiedliche Shore-Härten: Blau 09 | Schwarz 30
- Unterschiedliche Zusammenstellung der Sohlen-Module
→ Indikationsabhängige Druckumverteilung
- Dorsalextension: Negativabsatz von 2,4°
→ Vorfußentlastung
- Plantare Druckumverteilung
- Stoßhemmend
- Material: EVA-Schaum
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
→ Schutz der Zehen



Kombiprodukte

MedSurg Pro®

S. 18

Relief Dual®

S. 28

Relief Dual® Plus

S. 30

Relief Insert® Walker 2.0

S. 68

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle	Art.-Nr.	PZN
-------	------------	------------	----------	-----

Für MedSurg Pro®, Relief Dual® / Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Damen		A	B	C		
WS	34,0 – 36,5	23,6	9,0	5,5	PI-WS	14255399
WM	37,0 – 38,5	24,6	9,5	6,0	PI-WM	14255407
WL	39,0 – 41,0	26,0	10,0	6,0	PI-WL	14255413
Herren		A	B	C		
MS	39,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	PI-MS	14255436
MM	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	PI-MM	14255442
ML	43,5 – 45,0	29,0	11,5	7,0	PI-ML	14255459
MXL	45,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	PI-MXL	14255471



Maße in cm | Hinweis S. 134

Relief Contour Insole



Weichbettungseinlegesohle


Abrechnungsvorschlag

bei Verbandsschuhen 31.99.99.0999

(Sonderarbeiten nach Kostenvoranschlag)

bei Orthesen 23.99.99.0XXX


(Zubehör nach Kostenvoranschlag)



Indikationen

- Nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
- Knick-, Senk-, Spreizfuß
- Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit milden Fußdeformitäten





Dorsalextension
(Vorfußentlastung)

Eigenschaften

- Weichbettungseinlegesohle (langsohlig)
- Anatomisch angepasste Konturen
→ Optimale Druckumverteilung
- Nahezu vollflächiger Kontakt zwischen Fuß + Sohle
→ Druckumverteilung bis zu 90 %
- Dorsalextension: Negativabsatz von 2,4°
→ Vorfußentlastung
- Mediale Längswölbung + proximale Querwölbung
→ Ideale Lastumverteilung
- Beschleifbares PU-Material mit hoher Rückstellfähigkeit
- Weicher längs- und querelastischer Sohlenbezug
→ Hoher Tragekomfort
- Höhe bei Größe MM:
 - 12 mm im Rückfußbereich
 - 16 mm im Vorfußbereich
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
→ Schutz der Zehen

Kombiprodukte

MedSurg Pro®

S. 18

Relief Dual®

S. 28

Relief Dual® Plus

S. 30

Relief Insert® Walker 2.0

S. 68

Weitere Infos

Druckmessungen

S. 128



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle	Art.-Nr.	PZN	Art.-Nr.	PZN
-------	------------	------------	----------	-----	----------	-----

Für MedSurg Pro®, Relief Dual® / Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Damen		A	B	C	Rechts		Links	
WS	34,0 – 36,5	23,6	9,0	5,5	RC-W1-R	14255488	RC-W1-L	14255577
WM	37,0 – 38,5	24,6	9,5	6,0	RC-W2-R	14255494	RC-W2-L	14255583
WL	39,0 – 41,0	26,0	10,0	6,0	RC-W3-R	14255525	RC-W3-L	14255608
Herren		A	B	C	Rechts		Links	
MS	39,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	RC-M1-R	14255531	RC-M1-L	14255614
MM	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	RC-M2-R	14255548	RC-M2-L	14255620
ML	43,5 – 45,0	29,0	11,5	7,0	RC-M3-R	14255554	RC-M3-L	14255643
MXL	45,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	RC-M4-R	14255560	RC-M4-L	14255666




Maße in cm | Hinweis S. 134

WCS[®] / WCS[®] Light Insoles

4-Sohlen-System

Abrechnungsvorschlag bei Verbandsschuhen: 31.99.99.0999

(Sonderarbeiten nach Kostenvoranschlag)



Alle Sohlen
bearbeitbar

Indikationen

- Bei Behandlung des diabetischen Fußsyndroms
- Zur Abheilung offener Wunden, belasteten Ulzerationen und Geschwüren
- Zur Druckentlastung
- In der postoperativen Phase nach Zehen- und / oder Vorfußoperationen
- Ulzerationen bis zu Wagner-Grad 3
- Knochenvorsprünge



Eigenschaften

- Einlagensystem aus 4 Sohlen
- Unterschiedliche Farben
→ Verschiedene Materialien + Shore-Härten
- Gezielte Druckentlastung
- Einfacher Zuschnitt
- Material: Plastazote® + EVA + Einlagenschaum
in unterschiedlichen Stärken

Kombiprodukte

WCS®

S. 20

WCS® Light

S. 22

Weitere Infos


Druckmessungen

S. 128




Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Material	Dichte	Dicke	Durometerwert	
Plastazote®	Gering	6,3 mm	26	
EVA	Mittel	6,3 mm	42	
EVA	Stark	6,3 mm	50	
Einlagenschaum	Hochdicht	3,1 mm	29	

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN	Art.-Nr.	PZN
		A	B	C	Rechts		Links	
XS	35 – 36	22,5	9,1	6,1	WCI0/R	16631671	WCI0/L	16631665
S	37 – 38	25,2	10,1	6,8	WCI1/R	16631702	WCI1/L	16631688
S/M	39 – 40	26,1	10,4	6,9	WCI7/R	16631837	WCI7/L	16631820
M	41 – 42	27,2	10,6	7,0	WCI2/R	16631725	WCI2/L	16631719
L	43 – 44	28,5	11,0	7,3	WCI3/R	16631760	WCI3/L	16631754
XL	45 – 46	30,5	11,3	7,4	WCI4/R	16631783	WCI4/L	16631777
XXL	47 – 48	31,9	11,4	7,7	WCI5/R	16631814	WCI5/L	16631808



Maße in cm | Hinweis S. 134





Tapes

Elastische Pre-Cut Tapes

102

MECRON



ReadyDressment Strips

Elastische Stabilisierungszügel

Indikationen

- Postoperativ sowie konservativ zum Redressement und zur Stabilisierung von Finger- und Handgelenken sowie Zehen- und Fußgelenken
- Postoperativ bei offenen Fußeingriffen
- Postoperativ bei minimalinvasiven Fußeingriffen:
 - Akin Osteotomien
 - Chevron Osteotomien
 - DMMO (Distale Metatarsale Metaphysäre Osteotomien)
 - Krallen-/ Hammerzehen Osteotomien
 - Curly toe Osteotomien
 - Digitus quintus varus Osteotomien
 - Tailor's bunions Osteotomien
 - Tenotomien

Short



Long



Eigenschaften

- Vorgeschnitten in zwei unterschiedlichen Längen
 - Individuelle, anatomische Anpassung + Zügelung
 - Leichtes Applizieren + Korrekturmöglichkeit = Zeitersparnis
- Länger haltbar als Wundnahtstreifen
- Frühfunktionelle Nachbehandlung möglich
- Elastisch: Ca. 60 % dehnbar
 - Keine Einschnürungen
- Hautverträgliches Verbandsmaterial
- Latexfrei
- Mehrere Tage ohne Einschränkungen tragbar
- Dynamische Stabilisierung

Weitere Infos



Nach DMMO



Nach Akin
Osteotomie



Nach Chevron
Osteotomie



Nach Krallen-/ Hammer-
zehen Osteotomie

Größen + Maße

Maße in cm | Hinweis S. 134

Farbe	Breite		Länge		Anzahl	Art.-Nr.	PZN	Anzahl	Art.-Nr.	PZN
Short	von		max. dehnbar bis		SmallPack			BigPack		
Weiß	1,4 cm	10,0	16,5		8	MRSW-1	13164559	500	MRSW500-1	13164594
Blau	1,4 cm	10,0	16,5		8	MRSB-1	13164565	500	MRSB500-1	13164602
Long	von		max. dehnbar bis		SmallPack			BigPack		
Weiß	1,8 cm	13,5	22,0		4	MRSW-2	13164571	500	MRSW500-2	14022206
Blau	1,8 cm	13,5	22,0		4	MRSB-2	13164588	500	MRSB500-2	14022212



Zubehör + Ersatzteile



APWAW

(Air Pump Walker[®] Achilles Wedges)

Fersenkeile für Walker



5 Keile
á 10 mm Höhe



Indikationen

- Achillessehnenrupturen

Eigenschaften

- Ersatzprodukt für Air Pump Walker® / Achill
- 5-teiliges Keil-Set in verschiedenen Längen + 1 Fersenschale
 - Optimale Positionierung
- Höhe pro Keil ca. 10 mm
 - Individuelle Einstellung des Spitzfußwinkels
- Schnelle Fixierung durch vorangebrachte Klebestreifen
- Abnehmbare Decksohle aus Neopren
 - Hoher Tragekomfort



Kombiprodukte

Air Pump Walker®

S. 62

Air Pump Walker® Achill

S. 64

Weitere Infos



Größen + Maße

Größe	Höhe pro Keil	Art.-Nr.	PZN
Universal	ca. 10 mm	APWAW	19109099

DAW

(DARCO Achilles Wedges)

Fersenkeile für Walker



3 Keile
= 120° Neigung

Indikationen

- Achillessehnenrupturen
- Postoperativ bei Achillessehnennaht
- Postoperativ nach Haglundexostosenabtragungen
- Tendinitis im Achillessehnenbereich
- Plantarflexionskontraktur von mehr als 10°
- Verkürzung der Wadenmuskulatur

Eigenschaften

- 3-teiliges Keil-Set in verschiedenen Längen
- 3 Keile = 120° Neigung
 - Individuelle Einstellung des Spitzfußwinkels
- Höhe pro Keil ca. 11 mm
- Schnelle Fixierung durch vorangebrachte Klebepunkte



Kombiprodukte

Relief Insert® Walker 2.0

S. 68

Relief Insert® Walker 2.0

Achill

S. 70

Relief Insert® 2.0

S. 82

Weitere Infos



Größen + Maße

Größe	Höhe pro Keil	Art.-Nr.	PZN
Universal	ca. 11 mm	DAW	18090179

Devisys[®] Spikes

Spikes für Fersenbereich



Sicherheitsreflektor

Verschleißfeste
Hartmetallspikes

Eigenschaften

- Verhindert Ausrutschen auf vereisten oder schneebedeckten Oberflächen
- Einfach im Fersenbereich mit Klett zu befestigen + entfernen
- Passt auf viele DARCO Schuhe + Walker
- Auch an Alltagsschuhen anbringbar
- Sicherheitsreflektor an der Ferse
- Verschleißfeste Hartmetallspikes
- Griffiges Sohlenprofil
 - Bleibt auch bei Frost elastisch
- Freiverkäuflicher Artikel (nicht rezeptierbar)
- Verkauf paarweise
- In Österreich nur als Kombi-Winterpaket mit der Toe Cap Zehenkappe erhältlich



Einfache Befestigung

Größen + Maße

Für Produkt	Größe 1	Nur paarweise erhältlich	Größe 2
AllRound Shoe®	XS		S, M, L, XL, XXL
MedSurg Pro®	WS, WM, WL, MS, MM		ML, MXL
Relief Dual® / Plus	WS, WM, WL, MS		MM, ML, MXL, MXXL
SlimLine®	XS, S, M		L, XL
TwinShoe®	XS, S		M, L (für XL nicht verfügbar)
Air Pump Walker® / Achill	XS, S		M, L, XL
Relief Insert® Walker 2.0 / Achill	XS, S		M, L, XL
	Art.-Nr.		Art.-Nr.
	DEV1		DEV2

Kombiprodukte

- AllRound Shoe®**
S. 14
- MedSurg Pro®**
S. 112
- Relief Dual®**
S. 28
- Relief Dual® Plus**
S. 30
- SlimLine®**
S. 34
- TwinShoe®**
S. 36
- Air Pump Walker®**
S. 62
- Air Pump Walker® Achill**
S. 64
- Relief Insert® Walker 2.0**
S. 68
- Relief Insert® Walker 2.0 Achill**
S. 70

Weitere Infos



In Österreich nur als Kombi-Winterpaket mit der Toe Cap Zehenkappe erhältlich.

Rain Cover

Regenschutz



Oben
Gummikordel



Unten
Gummizug



Eigenschaften

- Passt auf viele DARCO Schuhe + Walker
- Schützt die Orthese / den Schuh vor Nässe + Schmutz
- Sohlenprofil des Schuhs wird nicht verdeckt
- Leicht anzuziehen
- Steigerung des Tragekomforts
- Geringes Gewicht + dezentes Design



Schnelle + einfache Anwendung

Kombiprodukte

MedSurg Pro®

S. 18

Relief Dual®

S. 28

Relief Dual® Plus

S. 30

SlimLine®

S. 34

Air Pump Walker®

S. 62

Air Pump Walker® Achill

S. 64

Relief Insert® Walker 2.0

S. 68

Relief Insert® Walker 2.0

Achill

S. 70

Weitere Infos



Größen + Maße

Für Produkt	Größe 1	Größe 2
MedSurg Pro®	WS, WM, WL, MS, MM	ML, MXL
Relief Dual® / Plus	WS, WM, WL, MS	MM, ML, MXL, MXXL
SlimLine®	XS, S, M	L, XL
Air Pump Walker® / Achill	XS, S, M	L, XL
Relief Insert® Walker 2.0 / Achill	XS, S, M	L, XL
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	RACO1	RACO2

Toe Cap

Zehenkappe



Klebestreifen zum
einfachen Anbringen



Schutz der Zehen

Eigenschaften

- Vermeidung von Fremdkörpern
- Schutz vor Nässe, Kälte + Schmutz
- Steigerung des Tragekomforts
- Wiederabnehmbar durch selbstklebenden Klett
- Unterschiedliche Varianten für verschiedene DARCO Produkte

Kombiprodukte

MedSurg Pro®

S. 18

OrthoWedge Pro

S. 26

Relief Dual®

S. 28

Relief Dual® Plus

S. 30

TwinShoe®

S. 36

Relief Insert® Walker 2.0

S. 68

Relief Insert® Walker 2.0

Achill

S. 70

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Art.-Nr.	PZN	Art.-Nr.	PZN
			Grau	Schwarz	
			Für Relief Dual® / Plus, Relief Insert® Walker 2.0 / Achill	Für MedSurg Pro®	
Damen					
WS	34,0 – 36,5	TCDW1	16631180	TCMW1	16631317
WM	37,0 – 38,5	TCDW2	16631197	TCMW2	16631323
WL	39,0 – 41,0	TCDW3	16631211	TCMW3	16631346
Herren					
MS	39,0 – 41,0	TCDM1	16631122	TCMM1	16631263
MM	41,5 – 43,0	TCDM2	16631139	TCMM2	16631286
ML	43,5 – 45,0	TCDM3	16631145	TCMM3	16631292
MXL	45,5 – 47,0	TCDM4	16631174	TCMM4	16631300
MXXL	47,5 – 50,0	TCDM5	19147266	-	-
			Schwarz	Schwarz	
			Für OrthoWedge Pro	Für TwinShoe®	
XS	33,5 – 37,0	TCOWP0	19669332	TCT0	16631406
S	37,5 – 39,5	TCOWP1	19669355	TCT1	16631412
M	40,0 – 41,5	TCOWP2	19669361	TCT2	16631429
L	42,0 – 44,0	TCOWP3	19669349	TCT3	16631435
XL	44,5 – 47,0	TCOWP4	19669326	TCT4	16631464

Weitere Infos







Produkte
für Kinder

MedSurg Pediatric

Verbandschuh für Kinder

Hilfsmittelnummer 31.03.03.4026



EVA
Außensohle

Indikationen

- Postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung z. B. bei Fußosteotomien



Weite Öffnung



Square Toe:
Großzügige, eckige Form



Moderate
Tintenlöschsohle

Eigenschaften

- EVA-Außensohle
→ Abriebfest mit hoher Dämpfungseigenschaft
- Umlenkschlaufen auf beiden Seiten
- Distale Gelenkfeder (MetaShank™)
→ Rigidität im Vorfußbereich
- Sohlenversteifung
→ Hohe Standsicherheit + Vorfußentlastung
- Stoßdämpfend
- Weite Öffnungsmöglichkeit
→ Leichter Einstieg + Platz für voluminöse Verbände
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
→ Schutz der Zehen



Weitere Infos

Version für Erwachsene

S. 18



Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
	A	B	C		
27 – 32	20,0	7,5	5,0	MSPED-ST	16630683



Maße in cm | Hinweis S. 134

OrthoWedge Pediatric



Vorfußentlastungsschuh für Kinder

Hilfsmittelnummer 31.03.03.5038



**Luftdurch-
lässiges**
Material

Gezielte
Vorfußentlastung

Indikationen

- Postoperativ bei Eingriffen bei Hallux Valgus, Hammerzehen- / Krallenzehen-OPs
- Abheilung von Vorfußulzerationen

Eigenschaften

- Druckumverteilung auf Mittel- bzw. Rückfuß
- Gezielte Vorfußentlastung
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
 - Schutz der Zehen



Gezielte Vorfußentlastung



Weitere Infos

Version für Erwachsene
S. 26




Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11

Größen + Maße

Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
	A	B	C		
26 – 31	18,5	5,0	4,0	OW-PED	16630950



Maße in cm | Hinweis S. 134

Cast Boot Pediatric

Gipsschuh für Kinder



Indikationen

- Gipsversorgung bei Frakturen

Eigenschaften

- Idealer Schutz vor zu schneller Abnutzung + Verschmutzung des Gips
- Physiologisch optimiertes Gangbild durch abgerundetes Sohlenprofil

Weitere Infos


Version für Erwachsene
S. 32



Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN
		A	B	C		
XS	19 – 20	10,9	5,3	4,5	CB-PED 1	16630660
S	21 – 22	12,6	6,0	5,2	CB-PED2	16630667

Stoffdesign kann variieren



Maße in cm | Hinweis S. 134

SlimLine® Pediatric

Gips- und Verbandschuh für Kinder

Hilfsmittelnummer 31.03.03.4025



Indikationen

- Bei Gips- oder Cast-Versorgungen
- Bei Frakturen
- Zur postoperativen Versorgung
- Voluminöse Verbände

Eigenschaften

- Wasserabweisendes Obermaterial
→ Schutz vor Nässe + Schmutz
- Stabile Außensohle
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
→ Schutz der Zehen
- Knöchelhoher Schaft mit Klettband
→ Hohe Stabilität
- Elastischer Einsatz am Ristband
→ Verschluss flexibel anpassbar
- Platz für voluminöse Verbände

Weitere Infos

Version für Erwachsene

S. 34




Rezeptbeispiel

Hinweis S. 11



Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Art.-Nr.	PZN	Art.-Nr.	PZN
		A	B	C	Blau		Blau-Pink	
S	19 – 21	12,8	5,6	4,1	SLP-1N	16631056	SLP-1P	16631062
M	22 – 26	15,8	6,3	4,8	SLP-2N	16631079	SLP-2P	16631085
L	27 – 32	20,2	8,0	5,3	SLP-3N	16631091	SLP-3P	16631116



Maße in cm | Hinweis S. 134





Zusatzinfos

Druckmessungen




128


Studien

130


Druck messen.

Gezielt entlasten.







MedSurg Pro®



Heel Wedge®



OrthoWedge Pro



SlimLine®




Relief Dual® / Plus



**PegAssist®
Insole**

Aussparung
Vorfuß
MTP II + III



**PegContour®
Insole Uni**

Aussparung
Vorfuß
MTP II + III



Puzzle Insole®

Austausch
Großzehen-
modul



**Relief Contour
Insole**

Geprüft. Getestet. In Studien empfohlen.

AllRound Shoe® (DE)

Biomechanische Vergleichsstudie zur plantaren Druckumverteilung des AllRound Shoe® von DARCO

Prof. Dr. Klaus Peikenkamp,
Fachhochschule Münster /
vebitosolution GmbH, Steinfurt

WCS® und AllRound Shoe® (DE)

Biomechanische Vergleichsstudie der plantaren Druckverteilung des WCS® und des AllRound Shoe® der DARCO (Europe) GmbH

Prof. Dr. Klaus Peikenkamp,
Fachhochschule Münster /
vebitosolution GmbH, Steinfurt

Commodus Open® und AllRound Shoe® (DE)

Biomechanische Vergleichsstudie der plantaren Druckverteilung des Commodus Open® und des AllRound Shoe® der DARCO (Europe) GmbH

Prof. Dr. Klaus Peikenkamp,
Fachhochschule Münster /
vebitosolution GmbH, Steinfurt

Commodus Open® and AllRound Shoe® (EN)

Comparative biomechanical study of plantar pressure redistribution of the Commodus Open® and AllRound Shoe® from DARCO (Europe) GmbH

Prof. Dr. Klaus Peikenkamp, Münster
University of Applied Sciences /
vebitosolution GmbH, Steinfurt

WCS® (DE)

Biomechanische Vergleichsstudie zum WCS® Langzeitverbandschuh
Prof. Dr. Dieter Rosenbaum,
Universitätsklinikum Münster

WCS® (EN)

Biomechanic comparative study of the WCS® Wound Care Shoe System
Prof. Dr. Dieter Rosenbaum,
Universitätsklinikum Münster, Germany

Relief Dual® (DE)

Biomechanische Vergleichsstudie zum Relief Dual® Fußteilentlastungsschuh
Prof. Dr. Klaus Peikenkamp,
Fachhochschule Münster

Relief Dual® (EN)

Biomechanic comparative study of the Relief Dual® Off-loading Shoe
Prof. Dr. Klaus Peikenkamp,
Münster University of Applied Sciences

Therapieschuhe (DE)

Biomechanische Vergleichsstudie zur plantaren Druckverteilung verschiedener Therapieschuhe

Prof. Dr. Dieter Rosenbaum,
Universitätsklinikum Münster

Vorfußentlastungsschuhe (DE)

Biomechanische Vergleichsstudie zur plantaren Druckverteilung in Abhängigkeit von verschiedenen Vorfußentlastungsschuhen

Prof. Dr. Dieter Rosenbaum,
Universitätsklinikum Münster

Wedge Shoes (EN)

Prospective comparative study of the Effectiveness of a Modified Wedge Shoe in Reducing Pressure at the Area of Previous Great Toe Ulceration in Individuals with Diabetes Mellitus
James Birke, PT, PhD, CPed; Karen Lewis, MPT, JD; Ana Penton, MPT;
Dawn Pittman, MPT; Allison Tucker, MPT;
Catalina Durand, MPT

TwinShoe® (DE)

Biomechanische Vergleichsstudie des TwinShoe® Ausgleichs-schuhs
Prof. Dr. Dieter Rosenbaum,
Universitätsklinikum Münster

Wünschen Sie weitere Informationen?
Melden Sie sich gerne bei uns.

Telefon: +49 8807 9228-0

E-Mail: info@darco.de

Movilo® (EN)

Influence of prefabricated orthopedic footwear with rocker soles on foot loading while walking: A comparative biomechanical investigation of three different types of footwear

Thomas Stief

Prof. Dr. Markus Walther

TAS® (DE)

Anwenderberichte der TAS®
Hallux Valgus Zehenschiene

Dr. med. Schmidt, Dr. med. Weber,
Dr. med. Paul, Dr. med. Pawlak,
Dr. med. Joh. K. Scheufele, Dr. med.
Th. Basting, Dr. med. Mario Corcilus

TAS® (DE)

Anwenderstudie der TAS®
Hallux Valgus Zehenschiene
Dr. med. Kai Olms,
Chirurgie Bad Schwartau

TAS® (EN)

User Study TAS® Toe Alignment Splint
Dr. med. Kai Olms,
Chirurgie Bad Schwartau, Germany

TAS® (ES)

Estudio De Aplicación TAS®
Toe Alignment Splint
Dr. med. Kai Olms,
Chirurgie Bad Schwartau, Alemania

TAS® (DE)

Prospektive Vergleichsstudie zweier
verschiedener Redressionsbandagen
nach Hallux Valgus-Korrektureingriffen
PD Dr. med. Renée Fuhrmann,
Friedrich-Schiller Universität Jena

Body Armor® Pro Term (DE)

Anwenderbericht zur Body Armor® Pro
Term Fußstumpforthese
De Giglio R., Balduzzi G., Sacchi G., Mon-
dello T., Cavaiani P., Formenti I., Lodigiani
S., Di Vieste G., Diabetic Foot Unit,
Abbiategrosso Hospital – AO Legnano

Body Armor® Pro Term (EN)

User Report of the Body Armor® Pro Term
Foot Stump Orthosis
De Giglio R., Balduzzi G., Sacchi G., Mon-
dello T., Cavaiani P., Formenti I., Lodigiani
S., Di Vieste G., Diabetic Foot Unit,
Abbiategrosso Hospital – AO Legnano

Relief Insert® Walker (DE)

Biomechanische Vergleichsstudie
und Wirkungsüberprüfung zum
Relief Insert® Walker Unterschenkel-
Fußorthese von DARCO
Prof. Dr. Klaus Peikenkamp,
Fachhochschule Münster /
vebitosolution GmbH, Steinfurt

Body Armor® Night Splint (DE)

Medizinisches Gutachten
der Body Armor® Night Splint
dorsale Lagerungsschiene
Dr. med. Martin Lucas,
MCL Medizinische Center Lucas Zürich

Body Armor® Night Splint (DE)

Biomechanische Vergleichsstudie zur
Body Armor® Night Splint
PD Dr. Alexander T. Mehlhorn,
Universitätsklinikum Freiburg

NightSplint® (DE)

Anwenderbericht der NightSplint®
Lagerungsschiene
Dr. med. Wolfram Wenz,
Universitätsklinik Heidelberg

Puzzle Insole® (DE)

Anwenderbericht zur Puzzle Insole®
Modulare Innensohle
Dr. med. Holm Edelmann,
Orthopädiezentrum für Gelenkchirurgie
Berlin

Notizen

Hinweise

Maßangaben

Alle Maße sind in cm angegeben. Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandversorgung.

Rechtliches

DARCO praktiziert weder im medizinischen Bereich, noch gibt DARCO für die spezifische Anwendung am Patienten Empfehlungen. Das fachärztliche Personal ist in jedem individuellen Patientenfall für die Bestimmung des passenden Hilfsmittels und die Durchführung der angemessenen Behandlung verantwortlich. DARCO übernimmt hierfür keine Verantwortung.





**Herausgeber und
verantwortlich für den Inhalt**



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany

Tel. +49 8807 9228-0
Fax +49 8807 9228-22

info@darco.de
www.darco.de



Kundennummer

2026-05-05 | 2. Auflage 2026

