

by **schein**

ORTHESEN – STABIL – ANTIVARUS

# SCHUHE



Germany since 1879

Wir X helfen

LEBENSQUALITÄT UND WOHLBEFINDEN  
DER MENSCHEN ZU STEIGERN!





ORTHESEN – STABIL – ANTIVARUS  
**SCHUHE**



**Wir**  **helfen**

[www.mygeneration-schein.de](http://www.mygeneration-schein.de)



## VORWORT


### UNSERE FÜSSE SORGEN FÜR MOBILITÄT UND BEWEGUNGSFREIHEIT, DOCH WER SORGT FÜR UNSERE FÜSSE?

Unser Unternehmen steht seit vier Generationen für einen bewussten und sensiblen Umgang mit Menschen und ihrer Mobilität. Dabei bringen wir eine mehr als 30-jährige Erfahrung in der Produktion von therapeutischen Schuhen mit. Das von Generation zu Generation übermittelte Wissen garantiert hochwertige Qualität und beste Verarbeitung unserer Schuhe.

Neueste medizinische Erkenntnisse fließen ebenso in die Entwicklung unserer Modelle mit ein als auch die Wünsche unserer Kunden und Ärzte. Somit gewährleisten wir Ihnen stets die bestmögliche Versorgung.

Natürlich spielt der modische Aspekt auch eine wichtige Rolle bei der Gestaltung unserer Schuhe. Mit viel Liebe zum Detail, angepasst an aktuelle Trends, setzen wir Akzente, die unseren Schuhen ein Aussehen verleihen, die mit Normalschuhen keinen Vergleich scheuen müssen.

Mit einem hohen Anteil handwerklicher Arbeit, der Verwendung von qualitätsgeprüften Materialien und einer umweltbewussten Fertigung entsteht ein Schuh, der von Ihnen, unseren Kunden, geschätzt wird. Weltweit mehr als 3000 Partner in der Orthopädie(schuh)technik vertrauen auf unsere my generation Produkte und sichern damit eine optimale Versorgung.



Arnd Schein  
Schein Orthopädie Service KG



# INHALTSVERZEICHNIS

SCHEIN-APP	8
ONLINE-BESTELLSYSTEM	9
GRÖSSENBESTIMMUNG	10–11
MY DESIGN KONFIGURATOR	12–13
QUALITÄTSMANAGEMENT	14–15
MATERIALIEN	16–17
SOHLENTYPEN	18–19
SOHLENMATERIAL, ABSÄTZE UND CO.	20–22
HILFSMITTELVERORDNUNG	23
EINLAGENROHLINGVERSORGUNG	24–25
ORTHESENSCHUHE	26–93
STABILSCHUHE	94–123
MULTISTABILSCHUHE	120–121
ANTIVARUS-/NEURALSCHUHE	124–161



SPEZIELL FÜR UNSERE HÄNDLER

# SCHEIN-APP

DER SICHERE WEG ZUM  
RICHTIGEN SCHUH

DIE SCHEIN-APP –  
UNSER SCHNELLFINDER-SERVICE

Von der Weitenbestimmung bis zur Auswahl  
aller verfügbaren Schuhmodelle unterstützt  
Sie unsere App bei der täglichen Beratung.

GLEICH

installieren



REGISTRIERUNG:



VERSORGUNG AUSWÄHLEN:



WEITENBESTIMMUNG:



SUCHERGEBNISSE:



Geben Sie einfach die gesuchte Modellnummer  
ein, wählen Sie die gewünschte Weite und  
Schuhgröße aus und unsere App zeigt Ihnen  
die Lagerverfügbarkeit oder passende  
Alternativen.

LAGERVERFÜGBARKEIT:



ONLINE-BESTELLUNG:



## IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- keine Wartezeiten am Telefon
- Bestellabwicklung mit wenigen Klicks
- sofortige Leistenbestimmung
- Lagerverfügbarkeit prüfen
- vereinfachter Workflow

SPEZIELL FÜR UNSERE HÄNDLER

# ONLINE-BESTELLSYSTEM

BESTELLEN, WANN IMMER SIE WOLLEN!

JETZT DAS **KOMPLETTE SCHEIN-SORTIMENT** AUF EINEN BLICK EINSEHEN UND BESTELLEN.

REGISTRIEREN SIE SICH NOCH HEUTE!

[shop.schein.de](http://shop.schein.de)





# GRÖSSEN- BESTIMMUNG

## WEIL SCHUHE PASSEN MÜSSEN

Unsere Füße haben die Aufgabe, uns ein Leben lang zu tragen. Deshalb kommt dem Schuh eine besondere Bedeutung zu. Er soll uns Schutz geben und trotzdem bequem sein. Und er darf das Wachstum nicht negativ beeinflussen.

**GUT ZU WISSEN:** In der Regel wächst der Fuß eines Kleinkinds (bis zum vierten Lebensjahr) bis zu zwei Zentimeter pro Jahr, also bis zu drei Schuhgrößen. Ab dem vierten Lebensjahr kann das Wachstum bis zu zwei Schuhgrößen pro Jahr betragen. Um Schäden zu vermeiden, sollte daher der Schuh nie zu klein, aber auch nicht zu groß gekauft werden. Auf die richtige Größe kommt es also an.

## UNSERE THERAPIESCHUHE BIETEN DEN RICHTIGEN HALT

Für einen gut passenden Schuh ist ein richtiger Fersenhalt ebenso wichtig wie vielseitige Verstellmöglichkeiten über dem Rist. Außerdem sollten die Schuhe ausreichend viel Platz im Zehenbereich haben. Deshalb kommt der genauen Größenbestimmung eine besondere Bedeutung zu.

Sie setzt sich bei Kindern und Jugendlichen wie folgt zusammen:

$$\text{Fußlänge} + \text{Schubraum} + \text{Zuwachsraum} = \text{Schuhgröße}$$


└──────────┘  
Zugabe

Speziell für unsere Therapieschuhe haben wir ein Fußmessgerät entwickelt, das diese Werte berücksichtigt. Es bietet Ihnen Sicherheit, die richtige Wahl zu treffen.

# WEITEN- BESTIMMUNG

## DREHEN SIE DOCH MAL AM RAD

Ergänzend zur Schein-App gibt es unsere Drehscheibe für die my generation Leistenmaße im praktischen Überblick. Bei der Weitenbestimmung ist zu beachten, dass Einlagen oder Orthesen mitgemessen werden.




Drehscheibe  
Artikel-Nr.: 099952080

# MY DESIGN KONFIGURATOR

## MEIN INDIVIDUELLER SCHUH

Das Design unserer Therapieschuhe ist stark an alltägliche Straßenschuhe angelehnt, sodass die modische Komponente, die gerade im Jugendalter eine wichtige Rolle spielt, berücksichtigt wird. Durch die vielen Materialien, Lederarten und unterschiedlichen Stoffe haben wir eine vielfältige Kollektion entwickelt, die Trends mit therapeutischem Nutzen verbindet – damit die Füße optimal versorgt sind.



Doch nicht immer treffen wir genau den persönlichen Geschmack. Kinder, Teenies oder Erwachsene finden beispielsweise Gefallen an einem Modell, hätten es aber lieber in einer anderen Farb- bzw. Materialkombination, als es im Katalog zu finden ist. Daher haben wir den my design Konfigurator entwickelt, mit dem Sie Ihr eigenes einzigartiges Schuhpaar ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen zusammenstellen können.

Von der Sohle bis zum Schnürsenkel gibt es zahlreiche Gestaltungsvariationen mit einer großen Auswahl an Farben. Mit der ausgedruckten Vorlage gehen Sie zum Fachhändler und bestellen dort Ihr selbst konfiguriertes Modell. Farbabweichungen und Änderungen sind vorbehalten.


Die ausgewählten Modelle, die Sie konfigurieren und nach Ihren Wünschen zusammenstellen können, erkennen Sie an folgenden Symbolen:



VERWIRKLICHEN SIE IHR DESIGN

**mydesign-schein.de**

## EIN KLEINER EINBLICK IN DIE KONFIGURIERBAREN MODELLE



ORTHESENSCHUHE: Katalogseite 32–33  
 STABILSCHUHE: Katalogseite 98–100  
 ANTIVARUS-/  
 NEUTRALSCHUHE: Katalogseite 128–129


### KONFIGURATIONSBEISPIELE



Konfigurationscode:  
DESSA002



Konfigurationscode:  
DESSA003



ORTHESENSCHUHE: Katalogseite 46


### KONFIGURATIONSBEISPIELE



Konfigurationscode:  
DESNI001



Konfigurationscode:  
DESNI002



ORTHESENSCHUHE: Katalogseite 82

### KONFIGURATIONSBEISPIELE



Konfigurationscode:  
DESBSP02



Konfigurationscode:  
DESBSP03



# QUALITÄTS- MANAGEMENT

## NACHHALTIGE UND UMWELT- FREUNDLICHE PRODUKTION

Unser Unternehmen engagiert sich seit Jahren für eine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion. Das gilt für die Herstellung des Leders genauso wie für die gesamte Weiterverarbeitung – für eine sichere und saubere Umwelt.

## TÜV-ZERTIFIZIERT

Als verantwortungsvolles Familienunternehmen ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, mustergültige Qualität zu produzieren. Dazu gehört auch eine unabhängige, externe Qualitätsprüfung, der wir uns jedes Jahr aus eigenem Antrieb unterziehen. Seit 1997 zeichnet das Qualitätsmanagement-zertifikat des TÜV Rheinland die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens aus. Damit wird bescheinigt, dass unsere Arbeitsabläufe systematisiert sind und die Herstellung von hochwertigen Produkten sichergestellt ist.



# MATERIALIEN

## OnDry by onSteam – GUTES KLIMA IM SCHUH

Feuchte Füße sind meistens das Resultat von übermäßigem Schwitzen im Schuh. Das kann bis zur Durchnässung des Schuhfutters führen.

Um dem entgegenzuwirken, setzen wir für viele neue Schuhmodelle unser „OnDry by onSteam“-Innenfuttermaterial ein. Dieser außergewöhnliche Mikrofaserstoff bietet die besonderen Vorteile, extrem feuchtigkeitsabsorbierend und schweißresistent zu sein.


Dabei begünstigt eine spezielle Membranfunktion die Verdunstung von Feuchtigkeit, sodass im Schuh ein trockenes Klima herrscht. Zusätzlich ist das Material zu 100 % atmungsaktiv, wärmeregulierend und geruchsabweisend.

## LEDER IST EIN STÜCK NATUR

Wir arbeiten ausschließlich mit Herstellern zusammen, die unserem hohen Anspruch an hochwertige Verarbeitung und nachhaltige Produktion gerecht werden. Nur damit können die gesundheitlichen Bedürfnisse unserer Kunden voll erfüllt werden.

Die für unsere Therapieschuhe eingesetzten Leder unterliegen deshalb gesetzlich festgelegten Prüfkriterien. Ständige Kontrollen – von der Ledergerbung bis hin zur Verarbeitung im Schuhbau – sorgen für gleichbleibend hervorragende Qualität. Vereinzelt Kratzer oder vernarbte Insektenstiche, die möglicherweise auf dem Oberleder vorhanden sind, sind deutliche Merkmale seiner Natürlichkeit und kein Fehler in der Verarbeitung.

Das Ledersymbol als Gütesiegel dokumentiert die Lederqualität und bietet die bestmögliche Sicherheit.



# SOHLENTYPEN

## ORTHESEN-, STABIL-, ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE

- Die flexible Laufsohle fördert die Abrollbewegung des Fußes
- Im Antivarus-/Neutralschuhbereich ist die Laufsohle auf Grund der eingebauten Drei-Punkte-Korrektur weniger flexibel
- Schalenboden mit großer Eintauchtiefe (bei Größe 28 von ca. 15 mm)
- Breite Standfläche
- Geschäumter PU-Boden (Vollmaterial)
- Leicht zurichtbar



NEU



- Aufgelegter Lederrahmen
- Breite Standfläche
- Geschäumter EVA-Boden im Strahlenprofil (der mediale Flügelabsatz unterstützt den Fuß auf der Innenseite)
- Leicht zurichtbar



- Ballenrolle
- Breitere Standfläche
- Microporo-Zwischensohle
- Die Gummilaufsohlenplatte im Dreiecksprofil sorgt für einen sicheren Stand
- Sehr leicht zurichtbar



Bitte beachten Sie, dass der Spitzenhub, die Laufsohlenabwicklung sowie die Sohlenform und -breite auch innerhalb der Schuhsegmente unterschiedlich sein können.

## STABILSCHUHE

- Die flexible Profilsohle unterstützt das natürliche Gangbild
- Schalenboden mit Eintauchtiefe (bei Größe 28 von ca. 10 mm)
- Breitere Standfläche
- Geschäumter PU-Boden mit Luftkammersystem
- Zurichtbar



## ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE

- Schalenboden mit Eintauchtiefe (bei Größe 28 von ca. 10 mm)
- Breite Standfläche
- Geschäumter PU-Boden mit Luftkammersystem
- Zurichtbar



# SOHLENMATERIAL, ABSÄTZE UND CO.

## SO TRENDIG KÖNNEN SOHLEN SEIN

Sohlenplatten sind in der Größe 38 x 26 cm und in den folgenden Farben erhältlich.

Artikel-Nr.	Farbe
231940000	schwarz
231940001	weiß
231940002	honig
231940003	rosa
231940004	blau
231940005	orange
231940006	mambagrün
231940007	grau
231940008	rot





## ROTATIONSABSÄTZE

Mit jedem Schritt unterstützt der (De-)Rotationsabsatz das natürliche Gangbild und beschleunigt die Korrektur von Beinrotationsfehlern.

Die effektive Tragezeit eines Paares (De-)Rotationsabsätze liegt zwischen vier und sechs Wochen. Sollten während der sechswöchigen Tragezeit einzelne Rippen abbrechen, wird die Rotation dadurch nicht gemindert. Selbst mit drei oder vier Rippen wird noch wirksam rotiert. Das kann man sehr einfach selbst prüfen, indem man von Hand den Schuh im Fersenbereich herunterdrückt.

Artikel-Nr.	Form	Größe (ca.)	Farbe
012250010	rund	68 x 68 mm	schwarz 
012250020	rund	87 x 87 mm	schwarz 

Die Korrektur findet üblicherweise in einem Zeitraum von neun Monaten statt, in dem mindestens sechs Paar (De-)Rotationsabsätze gebraucht werden. Natürlich nimmt die Behandlungszeit mit dem Grad des Rotationsfehlers zu.



# SOHLENMATERIAL, ABSÄTZE UND CO.

## SCHNÜRSENKEL IN VIELEN FARBEN UND LÄNGEN

Ton in Ton oder lieber mal frech kombinieren: Sie haben die Wahl. Wir bieten Schnürsenkel in vielen Farben und Längen. Damit können Sie Ihre Schuhe individuell gestalten. Jeweils in den Längen 75, 90, 120 und 150 cm.

In unserem my design Konfigurator können Sie sich die verschiedenen Schnürsenkel direkt ansehen und sie miteinander kombinieren.

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)

my design

### SCHNÜRSENKEL

Artikel-Nr.	Farbe	
239000	schwarz	
239001	weiß	
239002	dunkelblau	
239003	orange	
239004	mambagrün	
239005	royalblau	
239006	rosa	
239007	rot	
239008	anthrazit	
239009	grau	
239010	grau mit Glitzer	
239011	weiß mit Glitzer	
239012	blau mit Glitzer	
239013	bordeaux mit Glitzer	

## „KOMFORT“- KLETTVERSCHLÜSSE ZUM WECHSELN

Einige Modelle bieten Ihnen zwei Varianten, um die Klettverschlüsse anzubringen. Damit haben Sie die Wahl, den Schuh mit oder ohne Umlenkrolle zu schließen. So erreichen Sie eine optimale Anpassung an den Fuß und erzielen den bestmöglichen Halt.

Dank der losen Klettverschlüsse können Sie dem Schuh eine individuelle Optik verleihen.

### WECHSELKLETTVERSCHLUSS

Artikel-Nr.	Größe	Farbe	
232900001 232900002 232900003	21-27 28-35 36-42	Nubuk schwarz, Endstück orange	
232900004 232900005 232900006	21-27 28-35 36-42	Nubuk rot, Endstück rot	
232900007 232900008 232900009	21-27 28-35 36-42	Nubuk dunkelblau, Endstück dunkelblau	
232900010 232900011 232900012	21-27 28-35 36-42	Nubuk royal blau, Endstück grau	
232900013 232900014 232900015	21-27 28-35 36-42	Nubuk pink, Endstück pink	
232900016 232900017 232900018	21-27 28-35 36-42	Nubuk glänzend silbern, Endstück pink	
232900019 232900020 232900021	21-27 28-35 36-42	Nubuk blau, Endstück dunkelblau	
232900022 232900023 232900024	21-27 28-35 36-42	Nappa weiß, Emoji, Endstück grau	
232900025 232900026 232900027	21-27 28-35 36-42	Nappa weiß, Fußball, Endstück grau	
232900028 232900029 232900030	21-27 28-35 36-42	Nappa weiß, Einhorn, Endstück grau	

Passende Klettverschlussmodelle  
finden Sie unter:

ORTHESENSCHUHE: Katalogseite 40-41, 54-55  
STABILSCHUHE: Katalogseite 113  
ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE: Katalogseite 146-147

# HILFSMITTEL- VERORDNUNG

## SCHUHE AUF REZEPT

Therapieschuhe sind keine Frage des Geldes:  
Bis auf den obligatorischen Eigenanteil übernimmt  
die gesetzliche Krankenkasse bei entsprechender  
Diagnose die Kosten für die Schuhversorgung.

Unsere Therapieschuhkollektionen können mit  
den jeweiligen Hilfsmittelnnummern auf Rezept  
verschrieben werden.

## DAS MUSS DER ARZT BEI DER REZEPTERSTELLUNG BEACHTEN:

### 7 ANKREUZEN:

Schuhversorgung als  
therapeutisches Hilfsmittel

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Gebühr frei

Geb.-pfl.

noctu

Sonstige

Unfall

Arbeits-unfall

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status

Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum

Hilfs-mittel  8 9

Spr.-St. Bedarf

Begr.-Pflicht

Apotheken-Nummer / IK

Zuzahlung

Gesamt-Brutto

Arzneimittel-Hilfsmittel-Nr. Faktor Taxe

1. Verordnung 3103037034

2. Verordnung

3. Verordnung

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

1 Paar my generation Orthesenschuhe  
Schuhe über Beinorthese  
gem. PG 31.03.03.7034

Abgabedatum in der Apotheke

Unterschrift des Arztes  
Muster 16 (04.2004)



### ORTHESENSCHUHE

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31,  
Pos.-Nr. **31.03.03.7001**,  
„Schuhe über Beinorthese“



### ORTHESENSCHUHE MIT DREHVERSCHLUSS

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31,  
Pos.-Nr. **31.03.03.7034**,  
„Schuhe über Beinorthese“



### STABILSCHUHE

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31,  
Pos.-Nr. **31.03.03.2003**,  
„Stabilisationsschuhe“



### ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31,  
Pos.-Nr. **31.03.03.6002**,  
„Korrektursicherungsschuhe“

# EINLAGENROHLING- VERSORGUNG

EINLAGEN SIND BEIM EINSATZ VON  
THERAPIESCHUHEN OFT UNERLÄSSLICH

Zur Ergänzung in der Therapie mit einem Antivarusschuh kann eine Unterstützung der anatomischen Strukturen in Form einer Einlage hilfreich sein. Eine orthopädische Einlage kann u. a. auch gut für eine verbesserte Rückfußführung eingesetzt werden.

Bei einer einseitigen Versorgung mit einer Orthese und entsprechendem Orthesenschuh benötigt oftmals auch die Gegenseite eine Einlagenversorgung. Hierbei kann es sich um ein stützendes, korrigierendes oder auch stimulierendes Versorgungskonzept handeln.

Um die Wirkung und Funktion eines Stabilschuhs zu optimieren, wird dieser häufig um eine Einlage mit entsprechendem Versorgungskonzept ergänzt.

Damit das gewünschte Therapieziel und die benötigte Wirkung erreicht werden, sind unsere Novaped-Einlagenrohlinge in verschiedenen Konstruktionen und mit unterschiedlichen Materialkombinationen erhältlich. Sie werden nach ärztlicher Verordnung durch einen Gesundheitshandwerker zu einer Sonderanfertigung weiterverarbeitet, um den Fuß zu stützen, zu korrigieren oder zu stimulieren.

Eine kleine Auswahl aus unserem Einlagensortiment ist auf dieser Doppelseite abgebildet. Weitere Einlagen finden Sie auf unserer Website.



ENTDECKEN SIE UNSERE  
EINLAGENKONZEPTE  
[schein.de](https://www.schein.de)





1



4



2



5



3



6

	Artikel-Nr.	Farbe		Größe
1	440930516	rot		19/20–46
2	952480712	beere		19/20–42
3	980260000	orange		19/20–42
4	981289000	blau		19/20–48
5	982260207	multicolor		19/20–42
6	773401000	grau		19–50



## RAUM FÜR THERAPIE


Viele Menschen empfinden das Tragen einer Beinorthese oftmals als Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Unsere Orthesenschuhe sind daher so konzipiert, dass sie eine optimale Passform von Fuß, Orthese und Therapieschuh zu gewährleisten. Die stabile Fersenkappe sorgt in Kombination mit dem erhöhten und flexiblen Schafttrand für einen guten Sitz und eine hohe Standsicherheit.

Aber nicht nur die optimale Passform unserer Schuhe ist wichtig. Auch das leichte An- und Ausziehen unserer Orthesenschuhe ist gerade

im Alltag essenziell. Viele unserer Modelle haben daher eine Einstiegschlaufe, die das An- und Ausziehen erleichtert.

Damit nicht genug: Durch den in vielen Modellen vorgezogenen Derbypunkt ist eine sehr weite Öffnung des gesamten Schuhs möglich.

Sollten weitere Anpassungen für die Orthese benötigt werden, kann der Orthopädie(schuh)-techniker diese individuell vornehmen. An allen Orthesenschuhen lassen sich orthopädische Maßnahmen und Zurichtungen spezifisch umsetzen, damit die Füße optimal versorgt sind.



## ORTHESENSCHUHE FÜR GELENKORTHESEN

Träger von Gelenkorthesen benötigen einen Schuh mit einer besonderen Ausprägung des Fersenbereichs. Obwohl der Schuh ein größeres Volumen im Rückfuß- und Fersenbereich mitbringt, muss er trotzdem eine gute Passform aufweisen. Nur so sind ein optimaler Halt und eine korrekte Bewegung des Fußes beim Gehen gewährleistet.

Unsere Orthesenschuhe, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind, wurden speziell für diese Ansprüche entwickelt.



## ORTHESENSCHUHWEITE TN12

Um die Versorgung von großvolumigen Orthesen zu ermöglichen, haben wir zusammen mit dem Handwerk die Weite TN12 für unsere Orthesenschuhe entwickelt.



Alle Schuhe in der Weite TN12 liefern wir mit zwei Einlegesohlen in ca. 40°/50° Shore A aus. So kann das Volumen durch das Herausnehmen von einer oder beiden Einlegesohlen verändert werden.


Auf diese Weise wird das äußere Erscheinungsbild nicht beeinflusst. Bei einer einseitigen Versorgung kann der normale Fuß mit einer anderen Weite und Schuhgröße ausgestattet werden. So wie es bereits von allen anderen TN-Weiten im Orthesenschuhbereich bekannt ist.



## FLEXIBLE LAUF SOHLE

Immer dünnere und flexiblere Materialien finden im orthopädischen Handwerk bei der Versorgung ihre Verwendung. Daher haben wir für den Orthesenschuhbereich eine noch flexiblere Machart unserer Sohle eingeführt.

Alle Schuhe, die in den Tabellen mit „Flexibel“ gekennzeichnet sind, sind extrem biegsam. Trotz allem wird die therapeutische Wirkung der Orthese nicht negativ beeinflusst.



In den Weiten TN5, TN8, TN9 und TN12 erhältlich. Bei einseitiger Versorgung können die Schuhe in Weite und Größe kombiniert werden.

Skizze: symbolische Darstellung der Brandsohlenform und des Leistenvolumens.

# ORTHESENSCHUHE

SANDALEN

**31 – 37**



HALBSCHUHE

**38 – 52**



STIEFEL

**53 – 76**



MODELLE MIT  
DREHVERSCHLUSS

**77 – 87**




LIMITIERTE  
MENGE

**88 – 93**



# *Rundum gut versorgt*

So macht das Laufen Spaß



# ORTHESENSCHUHE





ANOUK



GREY



SOFIA

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
SOFIA	371830	TN8	21-32	Lack geprägt	rot		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige
ANOUK	371860	TN8	21-32	Nubuk / Nappa	glänzend silber / weiß		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige
GREY	371880	TN8	21-35	Nubuk / Nappa	grau		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige

# ORTHESENSCHUHE



PÜNKTTCHEN



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



JACK



JOSHUA





EMILIA



DOMINO



HERO



TUFFY

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Reflektor
JACK	361020 371020	TN5 TN8	21–38	Nappa / Netzgewebe	schwarz	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Nein
HERO	361080 371080	TN5 TN8	18–45	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
EMILIA	363040 373040	TN5 TN8	21–35	Nubuk	pink	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
JOSHUA	366820 376820	TN5 TN8	27–35	Nubuk	petrol	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	OnDry by onSteam / gobi hell	Ja
PÜNKTTCHEN	366860 376860	TN5 TN8	24–32	Nubuk	weiß / schwarz	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	OnDry by onSteam / grau	Ja
DOMINO	371050	TN8	27–42	Nappa / Nubuk	grau	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
TUFFY	371090	TN8	24–42	Nubuk / Nappa	grau / blau	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja

# ORTHESENSCHUHE



KARI





BOBO



ELA



CHEN



SAMARA



NELL



PAULA

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Sohle	Reflektor
BOBO	361600 371600	TN5 TN8	24-47	Nubuk / Nappa	schwarz	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	OnDry by onSteam / grau	Flexibel	Ja
KARI	361620 371620	TN5 TN8	24-35	Nubuk / Nappa	lila	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	OnDry by onSteam / dunkelbeige	Flexibel	Ja
ELA	361630 371630	TN5 TN8	24-35	Nubuk / Nappa	rot	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	OnDry by onSteam / dunkelbeige	Flexibel	Ja
CHEN	367000 377000 377005	TN5 TN8 TN12	20-45	Nubuk	dunkelblau / schwarz	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Flexibel	Ja
PAULA	367030 377030	TN5 TN8	20-38	Nubuk / Netzgewebe	grau / rosa	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Flexibel	Ja
SAMARA	367060 377060	TN5 TN8	21-32	Nubuk	glänzend silber	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Flexibel	Ja
NELL	367070 377070	TN5 TN8	24-35	Nubuk / Stoff	dunkelgrau / grün	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Flexibel	Ja

# ORTHESENSCHUHE



CROSSI



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



LUIK



BAEL

# Über Stock und Stein

Dreiecksprofil für einen sicheren Stand



MAREIKE



ORTHESENSCHUHE



CARBON



KLETTY

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Reflektor
CARBON	361900 371900	TN5 TN8	21-45	Nappa / Netzgewebe	carbonschwarz		Klettverschlüsse	Kalbfutterleder / beige	Ja
CROSSI	361950 371950	TN5 TN8	21-32	Nubuk	bordeaux / glänzend silber		Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / grau	Ja
BAEL	361970 371970	TN5 TN8	21-32	Nubuk / Nappa	lila / glänzend lila		Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / flieder	Ja
LUIK	361980 371980	TN5 TN8	24-42	Nubuk / Nappa	grau / hellgrau		Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / grau	Ja
KLETTY	363950 373950	TN5 TN8	21-35	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau		Klettverschlüsse	Kalbfutterleder / beige	Ja
MAREIKE	363960 373960	TN5 TN8	21-32	Nubuk / Netzgewebe	rosa		Klettverschlüsse	Kalbfutterleder / beige	Ja

# ORTHESENSCHUHE



OCEAN

*Wohlfühlprogramm*  
Einfach, bequem  
und leicht



KLARA

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Sohle
OCEAN	362550 372550	TN5 TN8	18–35	Jeansstoff im Used-Look / Nubuk	blau / braun	 Klettverschluss mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Flexibel
KLARA	362570 372570	TN5 TN8	18–32	Jeansstoff im Used-Look / Nubuk	rosa	 Klettverschluss mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Flexibel



# ORTHESENSCHUHE



## PECORE

### ZWEI INNOVATIVE VERSCHLUSSVARIANTEN FÜR EINEN OPTIMALEN HALT

Für die nachfolgenden Modelle bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten zur Anbringung der Klettverschlüsse an.


Sie haben die Wahl, den Schuh mit oder ohne Umlenkrolle zu schließen. So erreichen Sie eine optimale Anpassung des Schuhs an den Fuß und erzielen gleichzeitig den bestmöglichen Halt.

Der „Komfort“-Klettverschluss kann für Menschen auf Grund von Alter, körperlichen Einschränkungen oder anderen Bedürfnissen eine sinnvolle Alternative sein.



### KURZANLEITUNG

- A. Feststellung des Klettverschlusses mit Umlenkrollenfunktion
- B. Feststellung des Klettverschlusses bei Nutzung seiner kompletten Länge



A.

B.



**UNSER TIPP:** Dank der losen Klettverschlüsse können Sie dem Schuh eine individuelle Optik verleihen. Passende Wechselklettverschlüsse finden Sie auf Seite 22.

*Kletter,  
die Dich  
begeistern*



LAGAN



CORA



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
LAGAN	364620 374620	TN5 TN8	21-35	Nubuk / Netzgewebe	blau		Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / dunkelblau
CORA	364630 374630	TN5 TN8	21-35	Nubuk / Nappa / Netzgewebe	rot		Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / gobi hell
PECORE	364680 374680	TN5 TN8	24-39	Nubuk / Nappa / Netzgewebe	dunkelblau / grau		Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / rot

*Genau  
meine Größe*

Der Schuh sitzt und passt





NAVARO



BAILEY



RIO



FYNN

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Sohle	Reflektor
FYNN	362810 370810	TN5 TN8	30-47	Nappa	schwarz	 Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil / grau	-	Ja
NAVARO	364200 374200	TN5 TN8	30-47	Nappa	schwarz	 Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil / grau	Flexibel	Nein
RIO	364210 374210	TN5 TN8	24-39	Nubuk / Nappa	blau / dunkelblau	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Flexibel	Nein
BAILEY	364260 374260	TN5 TN8	30-42	Nappa	weiß	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Flexibel	Nein

# ORTHESENSCHUHE



TIM



PACO



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



VAN



FOX



MAYA



BLUE



BUDDY

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
MAYA	363310 373310	TN5 TN8	21-38	Nubuk / Netzgewebe	rosa	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
BLUE	363320 373320	TN5 TN8	21-42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
BUDDY	363750 373750	TN5 TN8	26-42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau	 Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
PACO	366720 376720 376725 378725	TN5 TN8 TN9 TN12	20-47	Nubuk / Netzgewebe	grau / dunkelblau	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
TIM	366750 376750	TN5 TN8	20-35	Nubuk / Netzgewebe	grau / mint	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
FOX	366780 376780	TN5 TN8	21-47	Nubuk	grau	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
VAN	368700 378700	TN5 TN8	36-50	Nappa / Netzgewebe	schwarz	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja

# ORTHESENSCHUHE



INDIGO



BLACKY



GYM



NINO



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
GYM	363010 373010	TN5 TN8	26–47	Nappa / Netzgewebe	weiß	Schnürung	Kalbfutterleder / beige	Ja
BLACKY	363030 373030	TN5 TN8	30–47	Nappa / Nubuk / Netzgewebe	schwarz	Schnürung	Kalbfutterleder / beige	Ja
NINO	366620 376620	TN5 TN8	20–47	Nubuk / Netzgewebe	grau / dunkelblau	Schnürung	Textil / grau	Ja
INDIGO	366640 376640	TN5 TN8	21–47	Nubuk	dunkelblau	Schnürung	Textil / grau	Ja



# ORTHESENSCHUHE



THEO

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Sohle
THEO	369600 379600	TN5 TN8	30-45	Nubuk	schwarz ●	Schnürung	Textil / schwarz	Flexibel



*Einstieg  
leicht gemacht*

Es kann direkt losgehen



ORTHESEN SCHUHE



CONNY



ALASKA

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Sohle
ALASKA	369420 379420	TN5 TN8	27-39	Nubuk	dunkelblau 	Reißverschluss	OnDry by onSteam / dunkelblau	Flexibel
CONNY	369430 379430	TN5 TN8	27-35	Nubuk	rot 	Reißverschluss	OnDry by onSteam / rot	Flexibel

ORTHESENSCHUHE

*für Entdecker*

Allrounder mit Reißverschluss





YOYO



HOOVER



ROVER

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Sohle
ROVER	369500 379500	TN5 TN8	27-39	Nubuk	schwarz	●	Schnürung / Reißverschluss	OnDry by onSteam / schwarz	Flexibel
YOYO	369520 379520	TN5 TN8	27-39	Nubuk	blau	●	Schnürung / Reißverschluss	OnDry by onSteam / dunkelblau	Flexibel
HOOVER	369580 379580	TN5 TN8	24-42	Nubuk	glänzend silber	●	Schnürung / Reißverschluss	OnDry by onSteam / grau	Flexibel

# ORTHESENSCHUHE



NOEL



ADRIAN



Reißverschluss auf der  
Innen- und Außenseite

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Sohle
ADRIAN	369700 379700	TN5 TN8	24-39	Nubuk	schwarz ●	Schnürung / Reißverschluss auf der Innen- und Außenseite	Textil / grau	Flexibel
NOEL	369780 379780	TN5 TN8	24-39	Nubuk / Nappa	grau ●	Schnürung / Reißverschluss auf der Innen- und Außenseite	Textil / grau	Flexibel



Dieses Modell kann auch im Konfigurator selbst gestaltet werden

**my design**

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)

NANAIMO



TRIVOR



ALINA

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Sohle
TRIVOR	368200 378200	TN5 TN8	36-45	Nappa	schwarz	 Schnürung / Reißverschluss auf der Innen- und Außenseite	Textil / grau	Flexibel
NANAIMO	368220 378220	TN5 TN8	24-42	Jeansstoff im Used-Look	blau	 Schnürung / Reißverschluss auf der Innen- und Außenseite	Textil / orange	Flexibel
ALINA	368280 378280	TN5 TN8	24-39	Jeansstoff im Used-Look	grau	 Schnürung / Reißverschluss auf der Innen- und Außenseite	Textil / pink	Flexibel

# ORTHESENSCHUHE



LUCKY

## ZWEI INNOVATIVE VERSCHLUSSVARIANTEN FÜR EINEN OPTIMALEN HALT

Für die nachfolgenden Modelle bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten zur Anbringung der Klettverschlüsse an.


Sie haben die Wahl, den Schuh mit oder ohne Umlenkrolle zu schließen. So erreichen Sie eine optimale Anpassung des Schuhs an den Fuß und erzielen gleichzeitig den bestmöglichen Halt.

Der „Komfort“-Klettverschluss kann für Menschen auf Grund von Alter, körperlichen Einschränkungen oder anderen Bedürfnissen eine sinnvolle Alternative sein.



## KURZANLEITUNG

- A. Feststellung des Klettverschlusses mit Umlenkrollenfunktion
- B. Feststellung des Klettverschlusses bei Nutzung seiner kompletten Länge



A.

B.



**UNSER TIPP:** Dank der losen Klettverschlüsse können Sie dem Schuh eine individuelle Optik verleihen. Passende Wechselklettverschlüsse finden Sie auf Seite 22.



ROLLY



DORI



PENNY



PONGO



Dieses Modell kann auch im Konfigurator selbst gestaltet werden

**my design**

www.mydesign-schein.de



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
DORI	364700 374700	TN5 TN8	27-42	Nappa / Nubuk / Netzgewebe	schwarz	●	Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / grau
ROLLY	364710 374710	TN5 TN8	24-35	Nubuk / Nappa / Netzgewebe	dunkelblau / türkis	●	Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / dunkelblau
PONGO	364720 374720	TN5 TN8	21-35	Nubuk / Nappa / Netzgewebe	blau	●	Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / dunkelblau
PENNY	364730 374730	TN5 TN8	21-32	Nubuk / Netzgewebe	pink	●	Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / brombeere
LUCKY	364780 374780	TN5 TN8	21-35	Nubuk / Netzgewebe	glänzend silber / grau	●	Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / brombeere

# ORTHESENSCHUHE



SCHLEUTI



ROSE



BACU



LEON



HIKATI

Dieses Modell kann auch im Konfigurator selbst gestaltet werden

**my design**

www.mydesign-schein.de



VIVA



REBECCA

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
LEON	364310 374310	TN5 TN8	27-47	Nubuk	schwarz	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / schwarz	Ja
HIKATI	364320 374320	TN5 TN8	21-42	Nubuk	blau	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / hellblau	Ja
SCHLEUTI	364340 374340	TN5 TN8	24-29	Nubuk	bunt	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / rot	Ja
BACU	364360 374360	TN5 TN8	24-39	Nubuk	glänzend silber	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / beige	Ja
VIVA	364370 374370	TN5 TN8	33-45	Nubuk	ocker	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / gobi hell	Ja
ROSE	364380 374380	TN5 TN8	21-35	Nubuk	glänzend pink	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / beige	Ja
REBECCA	364390 374390	TN5 TN8	24-35	Nubuk	rot	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / rot	Ja

# ORTHESENSCHUHE

*Der bringt es  
auf den Punkt*

Einfaches An- und Ausziehen



## PEPPER





TUVATO



DOM



SCOOTER




PERDITA

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
TUVATO	367100 377100	TN5 TN8	30–42	Nubuk / Nappa	schwarz	●	Schnürung / Reißverschluss auf der Außenseite	OnDry by onSteam / schwarz
SCOOTER	367110 377110	TN5 TN8	27–35	Nubuk / Nappa	blau	●	Schnürung / Reißverschluss auf der Außenseite	OnDry by onSteam / beige
PERDITA	367130 377130	TN5 TN8	27–35	Nubuk / Nappa	rot	●	Schnürung / Reißverschluss auf der Außenseite	OnDry by onSteam / rot
PEPPER	367160 377160	TN5 TN8	24–35	Nubuk / Nappa	weiß / schwarz	●	Schnürung / Reißverschluss auf der Außenseite	OnDry by onSteam / grau
DOM	367180 377180	TN5 TN8	27–39	Nappa / Nubuk	silber / grau	●	Schnürung / Reißverschluss auf der Außenseite	OnDry by onSteam / grau

# ORTHESENSCHUHE

**BEQUEMER EINSTIEG** durch eine bewegliche, ausklappbare Hinterkappe


**FUSSGERECHTE ANPASSUNG MÖGLICH**



## JEWEL

### KURZANLEITUNG

- Von hinten einsteigen.
- Senkel bis oben gleichzeitig durch die Schaft- und Hinterkappenösen schnüren.
- Falls die Ösen von Schaft und Hinterkappe nicht übereinanderliegen, nur durch Hinterkappe schnüren.
- Senkel bis oben nur durch die Schaftösen schnüren. Danach die Hinterkappe hochklappen. Der Klettverschluss sorgt für ausreichenden Halt im Schuh.





Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

www.mydesign-schein.de

*Leichtigkeit*

Modell mit sehr weitem Einstieg



SPOTTY



DANNY



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Sohle
SPOTTY	369270 379270	TN5 TN8	24-35	Nubuk	weiß / schwarz	 Schnürung / Klettverschluss	OnDry by onSteam / grau	Flexibel
JEWEL	369280 379280	TN5 TN8	24-39	Nappa	silber	 Schnürung / Klettverschluss	OnDry by onSteam / grau	Flexibel
DANNY	369290 379290	TN5 TN8	24-39	Nubuk / Nappa glänzend	lila	 Schnürung / Klettverschluss	OnDry by onSteam / flieder	Flexibel

# ORTHESENSCHUHE



ELISE



LEVI



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



MILOW



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Sohle
MILOW	369200 379200	TN5 TN8	21–47	Jeansstoff im Used-Look	schwarz	●	Schnürung / Klettverschluss	Textil / grau	Flexibel
ELISE	369230 379230	TN5 TN8	21–35	Jeansstoff im Used-Look	pink	●	Schnürung / Klettverschluss	Textil / grau	Flexibel
LEVI	369260 379260	TN5 TN8	21–47	Jeansstoff im Used-Look	weiß	●	Schnürung / Klettverschluss	Textil / grau	Flexibel



# ORTHESENSCHUHE



MISSY



*Mein neuer  
Lieblingsschuh*

Den lass ich direkt an

HAMMY



SWIFTY



SILVER

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
HAMMY	369800 379800	TN5 TN8	30-47	Nubuk / Nappa / Netzgewebe	schwarz	●	Schnürung	OnDry by onSteam / schwarz
SWIFTY	369810 379810	TN5 TN8	33-42	Nubuk / Nappa / Nubuk perforiert	ocker / schwarz	●	Schnürung	OnDry by onSteam / gobi dunkel
MISSY	369830 379830	TN5 TN8	30-39	Nubuk / Nappa / Nappa perforiert	rot / weiß	●	Schnürung	OnDry by onSteam / rot
SILVER	369880 379880	TN5 TN8	30-42	Nubuk / Nappa / Jeansstoff	grau / silber	●	Schnürung	OnDry by onSteam / grau

# ORTHESENSCHUHE





OLE



LUANA



RIVER



AVA



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Sohle
LUANA	364910 374910	TN5 TN8	21–35	Nubuk	flieder		Klettverschlüsse / unterer ohne Umlenkrolle	Textil / grau	Flexibel
OLE	364920 374920	TN5 TN8	21–32	Nubuk	royalblau		Klettverschlüsse / unterer ohne Umlenkrolle	Textil / grau	Flexibel
AVA	364970 374970	TN5 TN8	21–35	Nubuk	türkis		Klettverschlüsse / unterer ohne Umlenkrolle	Textil / grau	Flexibel
RIVER	364980 374980	TN5 TN8	30–47	Nubuk / Nappa	grau / dunkelgrau		Klettverschlüsse / unterer ohne Umlenkrolle	Textil / grau	Flexibel

# ORTHESENSCHUHE



MARIS



JULIAN



GÜLTIG FÜR ALLE MODELLE  
AUF DIESER DOPPELSEITE  
AUSGENOMMEN JACKO



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)





# Lässige Volltreffer

Mit starken Klettern



CURLY



JACKO

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Reflektor
CURLY	364110 374110	TN5 TN8	20-42	Jeansstoff im Used-Look	blau		Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
MARIS	364140 374140	TN5 TN8	23-45	Nappa	braun		Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / beige	Ja
JULIAN	364170 374170 374175	TN5 TN8 TN12	20-42	Nappa	dunkelblau		Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
JACKO	364180 374180	TN5 TN8	23-38	Nappa	schwarz		Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja

ORTHESENSCHUHE





STELLA



VEGAS



DANI



PHOENIX



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
VEGAS	363420	TN5	24-45	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau		Textil / grau	Ja
	373420	TN8						
STELLA	363450	TN5	21-38	Nubuk	lila / grau		Textil / grau	Ja
	373450	TN8						
	373455	TN9						
	378455	TN12						
DANI	363460	TN5	24-42	Nubuk	blau		Textil / grau	Ja
	373460	TN8						
PHOENIX	363480	TN5	18-50	Nubuk / Netzgewebe	schwarz / grau		Textil / schwarz	Ja
	373480	TN8						
	373485	TN9						
	378485	TN12						

# ORTHESENSCHUHE



ROBIN



MICKI



## MATTERHORN

*Wohlfühlen*  
Mit einem sicheren Stand



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
ROBIN	363510 373510	TN5 TN8	36-47	Nappa / Nubuk / Netzgewebe	schwarz / grau / petrol	 Schnürung / Klettverschluss mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
MICKI	363530	TN5	36-47	Nappa / Netzgewebe	braun	 Schnürung / Klettverschluss mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
MATTERHORN	363620	TN5	30-47	Nappa / Netzgewebe	schwarz	 Klettverschlüsse / mittlerer ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja

# ORTHESENSCHUHE



*Kuschelig*  
Mit Teddyfellfutter



ORTHESENSCHUHE

FELIX



BERNI

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
FELIX	362500 372500	TN5 TN8	26-42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell / natur weiß
BERNI	372510	TN8	26-38	Nubuk / Netzgewebe	rot / dunkelblau		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell / natur weiß

# ORTHESENSCHUHE




NEVIS

*flauschig*  
Mit Teddyfellfutter

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
NEVIS	362600 372600	TN5 TN8	20-47	Gewachster Jeansstoff im Used-Look	schwarz ●	Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Teddyfell / schwarz	Ja

# *Drehverschluss, millimetergenau*

Einsteigen. Zudrehen. Fertig.



# ORTHESENSCHUHE



Hilfsmittelverzeichnis –  
Produktgruppe 31

Pos.-Nr. **31.03.03.7034** (atop)  
„Schuhe über Beinorthese“

ORTHESENSCHUHE

## WIR BIETEN DEN RICHTIGEN DREH

Ursprünglich für den Sport entwickelt, bietet dieses Schnellschnürsystem für Orthesensträger mit eingeschränkter Motorik eine wesentliche Erleichterung beim An- und Ausziehen. Das Öffnen und Verschließen geschieht mit einem Griff am Drehknopf. Durch Drehen des Rades wird die gesamte Schnürung gleichmäßig und individuell an den Fuß des Patienten angepasst und millimetergenau fixiert. Der Verschluss gewährleistet einen stabilen Halt und besten Komfort im Schuh.

Das atop-Verschlusssystem unterstützt durch seine robuste Machart die Philosophie unserer Orthesenschuhe:

- sehr guter Halt
- feine Justierung
- einhändige Bedienung
- geringes Gewicht
- als Vorder- oder Hinterverschluss verfügbar

Bequemer Einstieg  
durch die bewegliche,  
aufklappbare  
Hinterkappe

Stabile  
Fersenkappe

Gleichmäßiger  
Anzug des Nylonseils  
sorgt für optimalen Halt

Praktischer Verschluss  
und Weitenregulierung  
mit atop-Verschlusssystem –  
entweder mittig vorne  
oder hinten

Stabile  
Vorderkappe  
als Zehenschutz

## DER SICHERE HALT

Wir bieten das atop-Verschlusssystem in zwei Varianten an:

- mit Drehknopf an der Hinterkappe
- mit Drehknopf mittig am Schuh

Beide Schnürsysteme verleihen dem Fuß einen hervorragenden Halt, indem sie einen gleichmäßigen Zug über die gesamte Fläche erzielen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Schnürsenkeln, die Wasser oder Schmutz aufnehmen können, bewahren die reibungsarmen Kunststoffbezüge, die um die feinen Edelstahldrähte herum verarbeitet wurden, ihr federleichtes Gewicht.

Auch bei hoher Belastung bilden Spule und Draht ein langlebiges Konzept.

Einmal befestigt, bleibt die Schnürung an Ort und Stelle – die Orthese bzw. der Fuß wird sicher fixiert.



### ÖFFNEN:

Drehknopf nach links drehen und schon löst sich die Schnürung.



### SCHLIESSEN:

Knopf nach rechts drehen und die Schnürung wird festgestellt.

# ORTHESENSCHUHE



RHEA



JUNO

Mit einem  
Dreh gut versorgt  
Schuhe mit Drehverschluss



ORTHESEN SCHUHE



THEMIS



JUPITER



SOL

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter
JUNO	366250 376250	TN5 TN8	24-39	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / türkis	atop-Verschlusssystem	OnDry by onSteam / dunkelblau
SOL	366260 376260	TN5 TN8	30-39	Nappa / Netzgewebe	weiß	atop-Verschlusssystem	OnDry by onSteam / grau
THEMIS	366270 376270	TN5 TN8	24-32	Nubuk / Netzgewebe	glänzend silber / grau	atop-Verschlusssystem	OnDry by onSteam / brombeere
JUPITER	366280 376280	TN5 TN8	30-47	Nubuk / Nappa / Netzgewebe	schwarz	atop-Verschlusssystem	OnDry by onSteam / schwarz
RHEA	366290 376290	TN5 TN8	24-32	Nubuk / Netzgewebe	pink	atop-Verschlusssystem	OnDry by onSteam / brombeere

# ORTHESENSCHUHE



POSEIDON



MARS



Dieses Modell kann auch im Konfigurator selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter
POSEIDON	362370 372370	TN5 TN8	24-45	Nubuk / Netzgewebe	grau / blau	 atop-Verschlussssystem	Textil / grau
MARS	352380 372380	TN5 TN8	30-47	Nappa / Netzgewebe	schwarz	 atop-Verschlussssystem	Textil / grau



MINERVA



ARTEMIS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter
MINERVA	362940 372940	TN5 TN8	24–32	Nubuk / Netzgewebe	glänzend silber / grau	● atop-Verschlussystem	OnDry by onSteam / brombeere
ARTEMIS	362950 372950	TN5 TN8	24–42	Nubuk	blau	● atop-Verschlussystem	OnDry by onSteam / dunkelblau

# ORTHESENSCHUHE



DEMETER



APOLLO

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter
APOLLO	360040 370040	TN5 TN8	24–47	Nubuk	schwarz	● atop-Verschlussssystem	OnDry by onSteam / schwarz
DEMETER	360050 370050	TN5 TN8	24–47	Nubuk	hellgrau	● atop-Verschlussssystem	OnDry by onSteam / grau



# ORTHESENSCHUHE



ÄTHER

*Verschließen und Öffnen  
kinderleicht gemacht*

Mit atop – Verschlusssystem





THEIA



PAN



CHARON

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter
CHARON	362960 372960	TN5 TN8	24–47	Nubuk	schwarz	 atop-Verschlussssystem	OnDry by onSteam / schwarz
ÄTHER	362970 372970	TN5 TN8	24–47	Nubuk / Nappa	hellgrau	 atop-Verschlussssystem	OnDry by onSteam / grau
THEIA	362980 372980	TN5 TN8	24–32	Nubuk	rot	 atop-Verschlussssystem	OnDry by onSteam / rot
PAN	362990 372990	TN5 TN8	24–47	Nubuk	dunkelblau	 atop-Verschlussssystem	OnDry by onSteam / dunkelblau

# ORTHESENSCHUHE

*Limitierte  
Menge*

Diese Modelle sind nur in begrenzter Anzahl vorrätig. Bitte rufen Sie uns wegen der Verfügbarkeit an

Telefon +49 2191 910-200

Unser Tipp: Suchen Sie sich ein entsprechendes Alternativmodell aus dem aktuellen Programm aus!



**HANNAH**

367090	Weite TN5	Gr. 20-30
377090	Weite TN8	Gr. 20-30



**JAKOB**

367010	Weite TN5	Gr. 23-34
377010	Weite TN8	Gr. 23-37



**NIKLAS**

367080	Weite TN5	Gr. 20-35
--------	-----------	-----------



**CHRISTIN**

371730	Weite TN8	Gr. 20-30
--------	-----------	-----------



**MARINA**

361910	Weite TN5	Gr. 21-32
--------	-----------	-----------



**AMELIE**

371940	Weite TN8	Gr. 22-31
--------	-----------	-----------



**TOLOUSE**

361920	Weite TN5	Gr. 21-33
371920	Weite TN8	Gr. 21-25



**ZOE**

361930	Weite TN5	Gr. 21-32
371930	Weite TN8	Gr. 21-32



**CHICO**

361990	Weite TN5	Gr. 27-33
--------	-----------	-----------



**JESSICA**

360910	Weite TN5	Gr. 29-32
370910	Weite TN8	Gr. 21-32



**TOM**

360900	Weite TN5	Gr. 21-36
370900	Weite TN8	Gr. 21-31



**BEN**

370210 Weite TN8 Gr. 18-27



**MILA**

371070 Weite TN8 Gr. 21-35



**DAISY**

361140 Weite TN5 Gr. 21-38



**ROMEO**

364240 Weite TN5 Gr. 28-35  
374240 Weite TN8 Gr. 26-32



**MAX**

363250 Weite TN5 Gr. 27-31  
373250 Weite TN8 Gr. 20-27



**ARNE**

363760 Weite TN5 Gr. 27-30  
373760 Weite TN8 Gr. 26-42



**FINJA**

376760 Weite TN8 Gr. 21-32



**LINDA**

376740 Weite TN8 Gr. 20-32



**RICO**

362100 Weite TN5 Gr. 36-42



**MAMBO**

362130 Weite TN5 Gr. 40-42



**MATHILDA**

366660 Weite TN5 Gr. 24-35  
376660 Weite TN8 Gr. 24-33



**NEO**

369660 Weite TN5 Gr. 30-42

# ORTHESENSCHUHE

*Limitierte  
Menge*

Diese Modelle sind nur in begrenzter Anzahl vorrätig. Bitte rufen Sie uns wegen der Verfügbarkeit an

Telefon +49 2191 910-200

Unser Tipp: Suchen Sie sich ein entsprechendes Alternativmodell aus dem aktuellen Programm aus!



## SAM

369620	Weite TN5	Gr. 36-45
379620	Weite TN8	Gr. 36-45



## ANTON

369680	Weite TN5	Gr. 31-41
379680	Weite TN8	Gr. 32-45



## LOTTA

369710	Weite TN5	Gr. 21-32
--------	-----------	-----------



## LETO

362310	Weite TN5	Gr. 24-42
372310	Weite TN8	Gr. 24-42



## MOROS

362300	Weite TN5	Gr. 30-42
372300	Weite TN8	Gr. 30-42



## HESTI

362330	Weite TN5	Gr. 30-40
372330	Weite TN8	Gr. 30-41



## HERA

362320	Weite TN5	Gr. 25-32
--------	-----------	-----------



## NEPTUN

362920	Weite TN5	Gr. 28-42
372920	Weite TN8	Gr. 28-40



## URANUS

362900	Weite TN5	Gr. 28-42
--------	-----------	-----------



## MERKUR

362910	Weite TN5	Gr. 28-35
372910	Weite TN8	Gr. 28-35



## BANU

364350	Weite TN5	Gr. 20-32
--------	-----------	-----------



**LINA**

366360	Weite TN5	Gr. 24-38
376360	Weite TN8	Gr. 24-35



**JOSCHI**

366310	Weite TN5	Gr. 24-32
376310	Weite TN8	Gr. 24-31



**YANNIE**

364300	Weite TN5	Gr. 20-47
374300	Weite TN8	Gr. 20-47



**MATTI**

366390	Weite TN5	Gr. 30-47
--------	-----------	-----------



**HAPPY**

366320	Weite TN5	Gr. 24-33
376320	Weite TN8	Gr. 24-35



**JAZZ**

366380	Weite TN5	Gr. 24-32
376380	Weite TN8	Gr. 24-32



**NOLLY**

366350	Weite TN5	Gr. 24-36
376350	Weite TN8	Gr. 24-42



**LUISA**

376370	Weite TN8	Gr. 25-32
--------	-----------	-----------



**HIMBA**

369240	Weite TN5	Gr. 21-35
379240	Weite TN8	Gr. 21-35



**VIO**

369220	Weite TN5	Gr. 22-47
379220	Weite TN8	Gr. 21-47



**NALA**

369250	Weite TN5	Gr. 21-35
379250	Weite TN8	Gr. 21-35



**MALIA**

369210	Weite TN5	Gr. 21-39
379210	Weite TN8	Gr. 21-39

# ORTHESENSCHUHE

*Limitierte Menge*

Diese Modelle sind nur in begrenzter Anzahl vorrätig. Bitte rufen Sie uns wegen der Verfügbarkeit an

Telefon +49 2191 910-200

Unser Tipp: Suchen Sie sich ein entsprechendes Alternativmodell aus dem aktuellen Programm aus!



**ULI**

364820	Weite TN5	Gr. 21-35
374820	Weite TN8	Gr. 20-35



**TEPPI**

372580	Weite TN8	Gr. 18-24
--------	-----------	-----------



**HAUSI**

372590	Weite TN8	Gr. 18-31
--------	-----------	-----------



**OSKAR**

373470	Weite TN8	Gr. 18-24
--------	-----------	-----------



**Filou**

368110	Weite TN5	Gr. 21-32
378110	Weite TN8	Gr. 25-31



**RONJA**

374950	Weite TN8	Gr. 21-29
--------	-----------	-----------



**WELTMEISTER**

368160	Weite TN5	Gr. 20-32
378160	Weite TN8	Gr. 20-35



**LUMI**

364940	Weite TN5	Gr. 22-35
374940	Weite TN8	Gr. 21-35



**GLITZI**

362660	Weite TN5	Gr. 24-32
--------	-----------	-----------



**HENRY**

364120	Weite TN5	Gr. 26-45
374120	Weite TN8	Gr. 26-31



**TINA**

364010	Weite TN5	Gr. 27-31
374010	Weite TN8	Gr. 27-29



**TOMMY**

364000	Weite TN5	Gr. 26-33
374000	Weite TN8	Gr. 26-32



**IDA**

363430	Weite TN5	Gr. 21-30
373430	Weite TN8	Gr. 21-31



**SAMU**

363410	Weite TN5	Gr. 21-37
373410	Weite TN8	Gr. 21-35



**LYNN**

362030	Weite TN5	Gr. 21-35
--------	-----------	-----------



**LOUIS**

360700	Weite TN5	Gr. 23-41
--------	-----------	-----------



**TOBY**

360770	Weite TN5	Gr. 23-38
370770	Weite TN8	Gr. 23-35



**MONTE**

363610	Weite TN5	Gr. 21-31
--------	-----------	-----------



**CHARLIE**

362720	Weite TN5	Gr. 27-42
372720	Weite TN8	Gr. 27-42



**MATS**

362700	Weite TN5	Gr. 36-45
372700	Weite TN8	Gr. 36-45



**MOUNTAIN**

362610	Weite TN5	Gr. 37-45
372610	Weite TN8	Gr. 36-45



**COLIMA**

362630	Weite TN5	Gr. 24-38
372630	Weite TN8	Gr. 24-38



**KAI**

362530	Weite TN5	Gr. 18-22
372530	Weite TN8	Gr. 18-29



## RICHTIGES SCHUHWERK ZUR HILFREICHEN UNTERSTÜTZUNG

Unsere Stabilschuhe bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Sie können Fuß und Sprunggelenke entlasten, stabilisieren und führen.

Folgende Indikationen haben sich bewährt:

- Stützen und Führen von Sprunggelenken
- Zur Ermöglichung und Erhaltung einer angemessenen Gehfunktion
- Beeinträchtigung der Mobilität (des Gehens), z. B. bei Lähmungen mit spastischer Komponente mit Tendenz zur Spitzfußstellung
- Beeinträchtigung der Mobilität (hier des Gehens), z. B. bei schwerer Schädigung der Bänder des Sprunggelenks im Rahmen der konservativen oder postoperativen Behandlung oder bei spastischen Lähmungen (nach cerebralem Insult bzw. bei der infantilen Zerebralparese) als vorübergehende Sofortversorgung

Schafrandpolsterung unterstützt den angenehmen Tragekomfort

Schaftpolsterung vermindert die Gefahr von Druckstellen

Achillessehnenbereich ist ausgespart


Laschenpolsterung zur Druckreduzierung auf den Fußrücken

Die schmetterlingsförmige Fersenkappe ermöglicht bei hoher seitlicher Stabilität eine freie Abrollung des Fußes

Praktischer Verschluss und Weitenregulierung mit Klettbandern oder Schnürung

Die notwendige Einlagenversorgung wird durch das Angebot verschiedener Weiten und durch die flache Brandsohle vereinfacht

Ausgeprägte Vorderkappe als Zehen- und Verschleißschutz



Abnäher zum problemlosen Kürzen der Riemen


## DER SICHERE BEGLEITER – MIT FLEXIBLER INDIVIDUELLER WEITENREGULIERUNG

Es ist unser Ziel, gemeinsam mit unseren Kunden, Ärzten, Physiotherapeuten, Krankenkassen und medizinischen Diensten ein starkes Team zu sein und das jeweils beste Hilfsmittel in Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu entwickeln.

Unsere Stabilschuhe erfüllen alle Anforderungen an ein von der Krankenkasse anerkanntes Hilfsmittel. Bei einseitiger Versorgung können die Schuhe problemlos in Weite und Größe kombiniert werden.

Wichtige Kriterien für die Schuhbeschaffenheit sind:

- weiche Materialien an den Schaftenden, um Druckstellen zu vermeiden und einen hochwertigen Tragekomfort zu gewährleisten
- hohe Stabilisierung der Ferse bei gleichzeitig freier Abrollung des Fußes
- Klett- und Reißverschlüsse für ein einfacheres An- und Ausziehen der Schuhe



In den Weiten TN2, TN4 und TN6 erhältlich. Bei einseitiger Versorgung können die Schuhe in Weite und Größe kombiniert werden.

Skizze: symbolische Darstellung der Brandsohlenform und des Leistenvolumens.

# STABILSCHUHE

SANDALEN

**98 – 101**



STIEFEL

**102 – 119**



MULTISTABIL-  
SCHUHE

**120 – 121**



LIMITIERTE  
MENGE

**122**



# *Der sichere Begleiter*

Bei jedem Schritt



# STABILSCHUHE



*Unglaublich*  
So cool sind Sandalen



JOSHUA



DOMINO



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



HERO



STABILSCHUHE

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
DOMINO	351050	TN4	27-42	Nubuk / Nappa	grau	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
HERO	351085 351080	TN2 TN4	23-42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
JOSHUA	356820	TN4	27-35	Nubuk	petrol	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	OnDry by onSteam / gobi hell	Ja

# STABILSCHUHE



SUNNY



JACK



Dieses Modell kann auch im Konfigurator selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



TUFFY

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Reflektor
SUNNY	350450	TN4	23-35	Nubuk / Netzgewebe	rot / dunkelblau		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
JACK	351020	TN4	21-38	Nappa / Netzgewebe	schwarz		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Nein
TUFFY	351090	TN4	30-42	Nubuk / Nappa	grau / blau		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja



NICKY



CHRISTIN



STABILSCHUHE

Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Reflektor	
NICKY	351700	TN2	23-35	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / schwarz		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
CHRISTIN	351730	TN2	23-35	Nubuk / Netzgewebe	grau / rosa		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja

# STABILSCHUHE





JARLE



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



SIVA

STABILSCHUHE

Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor	
JARLE	359420	TN2	23-47	Jeansstoff im Used-Look	blau	 Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil / grau	Ja
SIVA	359430	TN2	23-35	Jeansstoff im Used-Look	pink	 Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil / grau	Ja

# STABILSCHUHE



TAXI



# Einfach bequem, der Neue

Reißverschluss auf der Innenseite



DOTS



KALEB



VICKY



STABILSCHUHE

Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor	
KALEB	350100	TN4	30-42	Jeansstoff	schwarz	 Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / grau	Ja
TAXI	350110	TN4	27-35	Jeansstoff	gelb	 Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / grau	Ja
VICKY	350130	TN4	27-35	Jeansstoff	rot	 Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / grau	Ja
DOTS	350160	TN4	27-35	Nubuk	weiß / schwarz	 Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / grau	Ja

# STABILSCHUHE



LEON



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



INKY



PIRI



STABILSCHUHE

	Artike-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
LEON	354310	TN2	24-45	Nubuk	schwarz	● Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / schwarz	Ja
PIRI	354360	TN2	30-42	Nappa	weiß	● Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / grau	Ja
INKY	354380	TN2	33-42	Nappa	silber	● Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / grau	Ja

# STABILSCHUHE



DOM



# Die rocken

Mit Reißverschluss und Druckknopf



## TUVATO



STABILSCHUHE

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
TUVATO	357100	TN2	36-42	Nubuk / Nappa	schwarz	●	Schnürung / Reißverschluss auf der Außenseite	OnDry by onSteam / schwarz
DOM	357180	TN2	33-39	Nappa / Nubuk	silber / grau	●	Schnürung / Reißverschluss auf der Außenseite	OnDry by onSteam / grau

# STABILSCHUHE



SILVER





HAMMY

*Meine neuen  
Lieblinge*  
Die trage ich gerne



SWIFTY



STABILSCHUHE

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
HAMMY	359800	TN2	36-45	Nubuk / Nappa / Netzgewebe	schwarz	●	Schnürung	OnDry by onSteam / schwarz
SWIFTY	359810	TN2	36-42	Nubuk / Nappa / Nubuk perforiert	ocker / schwarz	●	Schnürung	OnDry by onSteam / gobi dunkel
SILVER	359880	TN2	36-42	Nubuk / Nappa / Jeansstoff	grau / silber	●	Schnürung	OnDry by onSteam / grau

A close-up, black and white portrait of a young child with light-colored hair and freckles, smiling warmly at the camera. The child's face is the central focus, with their eyes looking directly at the viewer. The background is softly blurred. In the top left corner, there is a green rectangular graphic element. The text 'STABILSCHUHE' is printed in a clean, sans-serif font within a white rectangular box that overlaps the green graphic and the child's hair.

STABILSCHUHE

*Kletter, die Dich begeistern*

Einfacher geht es kaum



## DORI

### ZWEI INNOVATIVE VERSCHLUSSVARIANTEN FÜR EINEN OPTIMALEN HALT

Für die nachfolgenden Modelle bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten zur Anbringung der Klettverschlüsse an.


Sie haben die Wahl, den Schuh mit oder ohne Umlenkrolle zu schließen. So erreichen Sie eine optimale Anpassung des Schuhs an den Fuß und erzielen gleichzeitig den bestmöglichen Halt.

Der „Komfort“-Klettverschluss kann für Menschen auf Grund von Alter, körperlichen Einschränkungen oder anderen Bedürfnissen eine sinnvolle Alternative sein.



### KURZANLEITUNG

- Feststellung des Klettverschlusses mit Umlenkrollenfunktion
- Feststellung des Klettverschlusses bei Nutzung seiner kompletten Länge



**UNSER TIPP:** Dank der losen Klettverschlüsse können Sie dem Schuh eine individuelle Optik verleihen. Passende Wechselklettverschlüsse finden Sie auf Seite 22.

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter
DORI	354700	TN2	36-42	Nubuk / Nappa / Netzgewebe	schwarz 	Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / schwarz

# STABILISCHUHE



GLITZI



UNIQUE

*Auswahl, die begeistert*  
 Auf die kann ich mich verlassen



Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	
GLITZI	352660	TN2	23-32	Nappa	glänzend silber	 Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / grau
UNIQUE	352680	TN2	27-42	Nubuk / Nappa	schwarz / grau	 Klettverschlüsse / unterer ohne Umlenkrolle	Textil / grau



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

www.mydesign-schein.de



MOMO



JULIAN



AVA



RIVER

STABILSCHUHE

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
JULIAN	354170	TN2	23–42	Nappa	dunkelblau	 Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
AVA	354970	TN2	23–35	Nubuk	türkis	 Klettverschlüsse / unterer ohne Umlenkrolle	Textil / grau	Nein
RIVER	354980	TN2	30–47	Nubuk / Nappa	grau / dunkelgrau	 Klettverschlüsse / unterer ohne Umlenkrolle	Textil / grau	Nein
MOMO	358120	TN2	27–35	Nappa	blau	 Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja

# STABILSCHUHE



VEGAS



STELLA



DANI



PHOENIX



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
VEGAS	353420 353425	TN2 TN4	27-42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
STELLA	353450 353455	TN2 TN4	27-39	Nubuk	lila / grau	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
DANI	353460 353465	TN2 TN4	23-42	Nubuk	blau	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
PHOENIX	354480 353480 353485	TN2 TN4 TN6	23-45 23-45 23-42	Nubuk / Netzgewebe	schwarz / grau	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / schwarz	Ja



MATTERHORN

*Die ultimativen Begleiter*  
 Die bringen mich standfest ans Ziel



HARRY

STABILSCHUHE

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
HARRY	350090 350095	TN4 TN6	23-38	Nappa / Netzgewebe	schwarz	● Schnürung	Kalbutterleder / beige	Nein
MATTERHORN	353620 353625	TN2 TN4	30-47	Nappa / Netzgewebe	schwarz	● Klettverschlüsse / mittlerer ohne Umlenkrolle	Kalbutterleder / beige	Ja

# STABILSCHUHE



BOBBY



*Wintergämbler*  
Mit Teddyfellfutter



NEVIS



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
NEVIS	352600	TN2	23-47	Gewachster Jeansstoff im Used-Look	schwarz	● Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Teddyfell / schwarz	Ja
BOBBY	352910	TN6	23-38	Nappa	schwarz	● Klettverschlüsse	Teddyfell / natur weiß	Nein



# MULTISTABILSCHUHE

## HÖHERER SCHAFT – MIT EINER STABILEN ARTHRODESENKAPPE

Diese Modelle können zusätzlich durch jeweils zwei thermoplastisch verformbare Stabilisierungsstäbe auf der Innen- und Außenseite verstärkt werden.

Die Versteifungselemente sind in zwei Festigkeiten erhältlich:

weiß = stark, hautfarben = mittelstark.

Vier weiße Stäbe werden mitgeliefert.

So kann im Bereich des Sprunggelenks noch mehr seitliche Stabilität sowie Rotationsstabilität erzielt werden, ohne das Abrollen des Fußes zu beeinträchtigen. Die integrierte Ballenrolle erleichtert die Schrittabwicklung.

Wie von unseren anderen Therapieschuhen bereits bekannt, lassen sich auch bei diesen Modellen individuelle Schuhzurichtungen vornehmen. Die Einsatzgebiete für den Multistabilschuh umfassen unter anderem die Nachbehandlung von konservativ oder operativ versorgten Kapselbandläsionen des Sprunggelenks bzw. von Kapselbandinsuffizienz oder Achillessehnenverletzungen. Ebenso eignet er sich für die Ruhigstellung im Bereich der Fußwurzel und des Mittelfußes sowie die Nachversorgung von Frakturen und Arthrodesen.

Optional: Seitliche Stäbe sorgen für zusätzliche Versteifung und Stabilität

Praktischer Verschluss und Weitenregulierung mit Klettbändern oder Schnürung

Schaft- und Laschenpolster

Hohe knöchel-  
übergreifende  
Kappe zur  
Stabilisierung  
des Sprung-  
gelenks





MONTANA



NEVADA



OREGON



041910002 Gr. 36-39  
 041910003 Gr. 40-44  
 041910004 Gr. 45-47  
 Ein Set beinhaltet  
 acht Stabilisierungsstäbe, weiß

041911002 Gr. 36-39  
 041911003 Gr. 40-44  
 041911004 Gr. 45-47  
 Ein Set beinhaltet  
 acht Stabilisierungsstäbe, hautfarben

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
NEVADA	359000	ST3	36-47	Nappa / Netzgewebe	schwarz / grau	●	Schnürung	Textil
MONTANA	359010	ST3	36-47	Nappa / Netzgewebe	weiß	●	Schnürung	Textil
OREGON	359500	ST3	36-47	Nappa / Netzgewebe	schwarz / grau	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil

# STABILSCHUHE

*Limitierte  
Menge*

Diese Modelle sind nur in begrenzter Anzahl vorrätig. Bitte rufen Sie uns wegen der Verfügbarkeit an

**Telefon +49 2191 910-200**

Unser Tipp: Suchen Sie sich ein entsprechendes Alternativmodell aus dem aktuellen Programm aus!



**BEN**

350215 Weite TN6 Gr. 23-35



**YANNIE**

354300 Weite TN2 Gr. 23-36



**LANI**

359410 Weite TN2 Gr. 23-37



**NOLLY**

356350 Weite TN2 Gr. 38-42



**MATTI**

356390 Weite TN2 Gr. 33-45



**TYLER**

352900 Weite TN6 Gr. 23-37



**NELE**

353495 Weite TN6 Gr. 24-30



**TOBY**

350770 Weite TN4 Gr. 23-38  
350775 Weite TN6 Gr. 23-36



**NOAH**

350675 Weite TN6 Gr. 23-33



# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE




Hilfsmittelverzeichnis –  
Produktgruppe 31

Pos.-Nr. **31.03.03.6002**  
„Korrektursicherungsschuhe“

ANTIVARUSSCHUHE

## EINE SICHERE KORREKTUR VON ANFANG AN

Der kindliche Sichelfuß ist eine Fehlstellung, die häufig angeboren ist und sich gut konservativ behandeln lässt. Grundsätzlich sollte der Sichelfuß so früh wie möglich behandelt werden, um Folgeschäden vorzubeugen. Deshalb beginnt die Therapie bereits im Säuglingsalter. Je nachdem, wie stark die Fehlstellung ausgeprägt ist, kann die Behandlung mit Krankengymnastik, Gipsverbänden, Einlagen und Nachtschienen durchgeführt werden.




Hoher Schaft zur Stabilisierung  
des Sprunggelenks

Schaftpolsterung sorgt für  
angenehmen Tragekomfort

Medial verlängerte  
Hinterkappe über  
den Korrekturpunkt  
des Großzehen-  
grundgelenks für  
eine gleichbleibende  
Korrektur

Praktischer Verschluss und  
Weitenregulierung mit  
Klettbindern oder Schnürung



Abnäher zum  
problemlosen  
Kürzen der Riemen

Stabile Vorderkappe  
als Zehen- und  
Verschleißschutz

Bei einseitiger Versorgung können die Schuhe in Ausführung und Größe kombiniert werden.

## BABYSICHELFUSSORTHESE

Die Babysichelfußorthese ist eine Korrekturorthese aus weichem Leder in Schuhform. Für variable Korrekturen ist die Sohle der Orthese geteilt. Der Rückfuß wird durch eine Hinterkappe stabilisiert. Die Korrektur der Vorfußfehlstellung erfolgt im Bereich des Lisfranc'schen Gelenks über einen Federzug am Fußaußenrand. Die Anlage am Großzehenballen und am Würfelbein (äußerer Fußrand) führen den Vorfuß in die korrigierte Stellung. Die Orthese findet ihren Einsatz vorwiegend bei Säuglingen und Kleinkindern im Krabbelalter. Danach kann sie als Nachtschiene bei weiterhin redressionsbedürftigen Adduktionsstellungen des Vorfußes eingesetzt werden.

Babysichelfußorthese  
039101 (rechts)  
039102 (links)  
13 Größen von 80 bis 150 mm  
(zum Gehen und Stehen  
nicht geeignet)



### Korrekturzubehör:

Die Babysichelfußorthese wird mit montierter Feder in Normalspannung sowie zwei Federn für mittlere bzw. maximale Spannung und einem Fixierelement geliefert.

Je nach Verordnung erfolgt die Umsetzung mit einer dynamischen oder fixierten Korrektur.



mit dynamischer  
Korrektur



mit fixierter  
Korrektur



## BABYSICHELFUSSSCHUHE

Der Babysichelfußschuh ist mit einer unveränderbaren Antivaruskorrektur ausgestattet. Durch die Laufsohle ermöglicht der Schuh das Stehen und Gehen. Bei einseitiger Sichelfußversorgung steht für die gesunde Gegenseite ein Schuh in Neutralstellung zur Verfügung.

Acht Größen von 80 bis 150 mm

Babysichelfußschuh  
mit Korrektur  
039501 (rechts)  
039502 (links)



Babysichelfußschuh  
in Neutralstellung  
039506 (rechts)  
039507 (links)



## SICHEL- UND KLUMPFUSSSCHIENE

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 23, Pos.-Nr. 23.03.02.2002, „Unterschenkelagerungsschale“  
Produktgruppe 23, Pos.-Nr. 23.03.02.1002, „Oberschenkelfassung“

Die Sichel- und Klumpfußschiene ist eine passiv korrigierende Orthese aus Polyethylen zur Behandlung des kindlichen Sichelfußes und eines vorbehandelten Klumpfußes. Die Orthese ist eine Nachtschiene und korrigiert die Adduktionsstellung des Vorfußes mit dem Drei-Punkte-Prinzip. Bei leichter Spitzfußkomponente wird mit einer zusätzlichen Oberschenkelfassung die 90°-Stellung im Knie zur Entlastung der Wadenmuskulatur erzielt.

15 Größen  
von 7 bis 23 cm

Oberschenkelfassungen  
035270 (weiß)  
035271 (blau)  
035274 (taifun)

Unterschenkelfassungen  
035260 (weiß)  
035261 (blau)  
035264 (taifun)



# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE

SANDALEN

**128 – 135**



STIEFEL

**136 – 159**



LIMITIERTE  
MENGE

**160 – 161**



# *Wie für mich gemacht*

Wachstum erfolgreich lenken



# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE

*Die ziehe ich  
nie mehr aus*

Coole Sandalen



JOSHUA



PÜNKTTCHEN



EMILIA



DOMINO

Dieses Modell kann auch im Konfigurator selbst gestaltet werden

**my design**

www.mydesign-schein.de



HERO



JACK

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
HERO	041080 041085	AV NS	18–42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
JACK	341020 341025	AV NS	21–38	Nappa / Netzgewebe	schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Nein
DOMINO	341050 341055	AV NS	21–32	Nappa / Nubuk	grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
EMILIA	343040 343045	AV NS	21–30	Nubuk	pink	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
JOSHUA	346820 346825	AV NS	21–32	Nubuk	petrol	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	OnDry by onSteam / gobi hell	Ja
PÜNKTTCHEN	346880 346885	AV NS	21–32	Nubuk	weiß / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	OnDry by onSteam / grau	Ja

ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE





**ANOUK**

*Frischer Wind*

Bis zu den Füßen



**GREY**



**SOFIA**

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
SOFIA	341830 341835	AV NS	21-29	Lack geprägt	rot		Klettverschlüsse / mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige
ANOUK	341860 341865	AV NS	21-29	Nubuk / Nappa	glänzend silber / weiß		Klettverschlüsse / mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige
GREY	341880 341885	AV NS	21-32	Nubuk / Nappa	grau		Klettverschlüsse / mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE



**BEN**



**ANJA**

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter
BEN	041750 041755	AV NS	18–42	Nappa / Nubuk / Netzgewebe	blau / grau / schwarz	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige
ANJA	041790 041795	AV NS	18–28	Nubuk / Netzgewebe	rosa / beige	 Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige



AMY



LUPI

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
LUPI	041010 041015	AV NS	18–42	Nubuk	dunkelblau / rot / hellblau		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige
AMY	041030 041035	AV NS	18–32	Nubuk	rosa / beige		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE



BAEL



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



LUIK

*Bequem & fröhlich -  
magisch*  
Die machen jeden Spaß mit



**KLETTY**



**MAREIKE**



**AMELIE**

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
MAREIKE	041620 041625	AV NS	21-32	Nubuk / Netzgewebe	rosa	 Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
KLETTY	041680 041685	AV NS	21-35	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau	 Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
AMELIE	341940 341945	AV NS	21-35	Nubuk / Netzgewebe	lila / schwarz	 Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja
BAEL	341970 341975	AV NS	21-32	Nubuk	lila	 Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	OnDry by onSteam / flieder	Ja
LUIK	341980 341985	AV NS	21-35	Nubuk	grau	 Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	OnDry by onSteam / grau	Ja

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE



## PEPPER



*Da sind sie*  
Mit Reißverschluss und Druckknopf



SCOOTER



DOM

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
SCOOTER	347110 347115	AV NS	21-29	Nubuk / Nappa	blau		Schnürung / Reißverschluss auf der Außenseite	OnDry by onSteam / beige
PEPPER	347160 347165	AV NS	21-29	Nubuk	weiß / schwarz		Schnürung / Reißverschluss auf der Außenseite	OnDry by onSteam / grau
DOM	347180 347185	AV NS	21-29	Nubuk / Nappa	grau / silber		Schnürung / Reißverschluss auf der Außenseite	OnDry by onSteam / grau

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE



ROSE



LEON



FOXY



HIKATI



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



DIPPER



REBECCA

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Reflektor
LEON	344310 344315	AV NS	21-42	Nubuk	schwarz	●	Schnürung	OnDry by onSteam / schwarz	Ja
HIKATI	344320 344325	AV NS	18-35	Nubuk	blau	●	Schnürung	OnDry by onSteam / hellblau	Ja
DIPPER	344370 344375	AV NS	21-32	Nubuk	weiß / schwarz	●	Schnürung	OnDry by onSteam / grau	Ja
ROSE	344380 344385	AV NS	18-29	Nubuk	glänzend pink	●	Schnürung	OnDry by onSteam / beige	Ja
REBECCA	344390 344395	AV NS	21-32	Nubuk	rot	●	Schnürung	OnDry by onSteam / rot	Ja
FOXY	346380 346385	AV NS	21-42	Jeansstoff	schwarz	●	Schnürung	OnDry by onSteam / grau	Ja

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE





Dieses Modell kann auch im Konfigurator selbst gestaltet werden

my design

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



LARA

*Kein Stück langweilig*



JARLE

YELLOW

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
LARA	344330 344335	AV NS	20-35	Nappa	rosa 	Schnürung	Textil / grau	Ja
JARLE	349420 349425	AV NS	21-42	Jeansstoff im Used-Look	blau 	Schnürung	Textil / grau	Ja
YELLOW	349440 349445	AV NS	21-29	Jeansstoff	gelb 	Schnürung	Textil / grau	Ja

ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE

*Der  
passt zu mir*

Raus geht's



MISSY



SILVER



HAMMY

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
HAMMY	349800 349805	AV NS	21-32	Nubuk / Nappa / Netzgewebe	schwarz		Schnürung	OnDry by onSteam / schwarz
MISSY	349830 349835	AV NS	21-29	Nubuk / Nappa / Nappa perforiert	rot / weiß		Schnürung	OnDry by onSteam / rot
SILVER	349880 349885	AV NS	21-32	Nubuk / Nappa / Jeansstoff	grau / silber		Schnürung	OnDry by onSteam / grau

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE

*Die halten was aus*

Reißverschluss auf der Innenseite



TAXI



DOTS



VICKY

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Reflektor
TAXI	340110 340115	AV NS	24-29	Jeansstoff	gelb	●	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / grau	Ja
VICKY	340130 340135	AV NS	24-29	Jeansstoff	rot	●	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / grau	Ja
DOTS	340160 340165	AV NS	24-29	Nubuk	weiß / schwarz	●	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	OnDry by onSteam / grau	Ja

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE



## PENNY

### ZWEI INNOVATIVE VERSCHLUSSVARIANTEN FÜR EINEN OPTIMALEN HALT

Für die nachfolgenden Modelle bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten zur Anbringung der Klettverschlüsse an.


Sie haben die Wahl, den Schuh mit oder ohne Umlenkrolle zu schließen. So erreichen Sie eine optimale Anpassung des Schuhs an den Fuß und erzielen gleichzeitig den bestmöglichen Halt.

Der „Komfort“-Klettverschluss kann für Menschen auf Grund von Alter, körperlichen Einschränkungen oder anderen Bedürfnissen eine sinnvolle Alternative sein.



### KURZANLEITUNG

- A. Feststellung des Klettverschlusses mit Umlenkrollenfunktion
- B. Feststellung des Klettverschlusses bei Nutzung seiner kompletten Länge



A

B



**UNSER TIPP:** Dank der losen Klettverschlüsse können Sie dem Schuh eine individuelle Optik verleihen. Passende Wechselklettverschlüsse finden Sie auf Seite 22.



Dieses Modell kann  
auch im Konfigurator  
selbst gestaltet werden

my design

www.mydesign-schein.de

# Kletter, die Dich begeistern

Einfacher geht es kaum



ROLLY



LUCKY



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
ROLLY	354710 354715	AV NS	21-29	Nubuk / Nappa / Netzgewebe	dunkelblau / türkis		Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / dunkelblau
PENNY	354730 354735	AV NS	21-29	Nubuk / Netzgewebe	pink		Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / brombeere
LUCKY	354780 354785	AV NS	21-29	Nubuk / Netzgewebe	glänzend silber / grau		Klettverschlüsse	OnDry by onSteam / brombeere



ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE



## KERRY



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
KERRY	344890 344895	AV NS	20-38	Nubuk	blau / beige / weiß 	Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige	Ja

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE



OLE



LUANA



AVA

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
LUANA	344910 344915	AV NS	21-29	Nubuk	flieder		Klettverschlüsse / unterer ohne Umlenkrolle	Textil / grau
OLE	344920 344925	AV NS	21-29	Nubuk	royalblau		Klettverschlüsse / unterer ohne Umlenkrolle	Textil / grau
AVA	344970 344975	AV NS	21-29	Nubuk	türkis		Klettverschlüsse / unterer ohne Umlenkrolle	Textil / grau



MOMO



JACKO

Dieses Modell kann auch im Konfigurator selbst gestaltet werden

**my design**

[www.mydesign-schein.de](http://www.mydesign-schein.de)



JULIAN



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
JULIAN	344170 344175	AV NS	20-38	Nappa	dunkelblau	Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
JACKO	344180 344185	AV NS	23-38	Nappa	schwarz	Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
MOMO	348120 348125	AV NS	21-32	Nappa	blau	Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE



*Die funkeln  
so schön*

Auf in die Galaxis

## GLITZI



## UNIQUE

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter
GLITZI	342660 342665	AV NS	21–29	Nubuk	glänzend silber	 Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / grau
UNIQUE	342680 342685	AV NS	21–39	Nubuk / Nappa	schwarz / grau	 Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Textil / schwarz



STELLA



VEGAS



DANI



PHOENIX



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Reflektor
PHOENIX	042560 042565	AV NS	18-42	Nubuk / Netzgewebe	schwarz / grau	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / schwarz	Ja
VEGAS	343420 343425	AV NS	24-39	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
STELLA	343450 343455	AV NS	18-32	Nubuk	lila / grau	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja
DANI	343460 343465	AV NS	24-35	Nubuk	blau	●	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil / grau	Ja

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE





FABIAN



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter
FABIAN	040330 040335	AV NS	18-42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau		Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder / beige

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE




MAXI



WIR HABEN WAS  
GEGEN NASSE FÜSSE



Nichts ist unangenehmer als nasskalte Füße. Deshalb hat SympaTex eine spezielle Membran entwickelt, die den Schweiß aufnimmt und durch die Schuhe nach außen leitet. So bleiben die Füße immer warm und trocken. Umgekehrt sorgt die SympaTex-Membran dafür, dass keine Feuchtigkeit in den Schuh eindringen kann. Sie ist somit ein wirkungsvoller Schutz und zusätzlich atmungsaktiv.



*Toll, um draußen zu toben*  
 Da will man gar nicht mehr nach Hause



**MARTY**



**CLOUD**

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Futter	Reflektor
CLOUD	042030 042035	AV NS	18-42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / schwarz	● Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell / SympaTex / natur weiß / schwarz	Ja
MAXI	042040 042045	AV NS	18-38	Nubuk / Netzgewebe	rot / beige / schwarz	● Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell / SympaTex / natur weiß / schwarz	Ja
MARTY	042050 042055	AV NS	20-42	Nubuk / Netzgewebe	braun / schwarz	● Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell / SympaTex / natur weiß / schwarz	Ja

# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE



NEVIS

*Abenteurer*  
mit Teddyfellfutter



BOBBY

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe		Verschluss	Futter	Reflektor
NEVIS	342600 342605	AV NS	20–42	Gewachster Jeansstoff im Used-Look	schwarz	●	Klettverschlüsse / oberer mit Umlenkrolle	Teddyfell /schwarz	Ja
BOBBY	342910 342915	AV NS	23–38	Nappa	schwarz	●	Klettverschlüsse	Teddyfell / natur weiß	Nein



# ANTIVARUS-/NEUTRALSCHUHE

*Limitierte Menge*

Diese Modelle sind nur in begrenzter Anzahl vorrätig. Bitte rufen Sie uns wegen der Verfügbarkeit an

**Telefon +49 2191 910-200**

Unser Tipp: Suchen Sie sich ein entsprechendes Alternativmodell aus dem aktuellen Programm aus!



**JOLINA**

041055 Weite NS Gr. 18-29



**JOLIE**

041005 Weite NS Gr. 19-29



**JAMIE**

041045 Weite NS Gr. 18-29



**MARINA**

341915 Weite NS Gr. 23-28



**TOLOUSE**

341925 Weite NS Gr. 22-31



**MILA**

341070 Weite AV Gr. 21-30



**DAISY**

341140 Weite AV Gr. 20-38  
341145 Weite NS Gr. 21-38



**LINA**

346365 Weite NS Gr. 21-35



**MATTI**

346395 Weite NS Gr. 24-39



**JOSCHI**

346310 Weite AV Gr. 21-32  
346315 Weite NS Gr. 21-32



**HAPPY**

346325 Weite NS Gr. 21-35



### SIVA

349430	Weite AV	Gr. 21-29
349435	Weite NS	Gr. 21-29



### LENA

349450	Weite AV	Gr. 21-29
349455	Weite NS	Gr. 21-29



### YANNIE

344300	Weite AV	Gr. 21-42
344305	Weite NS	Gr. 20-42



### TEPPI

042580	Weite AV	Gr. 27-35
042585	Weite NS	Gr. 21-35



### LOUIS

340700	Weite AV	Gr. 23-42
340705	Weite NS	Gr. 23-42



### LYNN

040030	Weite AV	Gr. 21-35
040035	Weite NS	Gr. 21-35



### IDA

343430	Weite AV	Gr. 21-27
343435	Weite NS	Gr. 21-29



### HARRY

340090	Weite AV	Gr. 23-38
340095	Weite NS	Gr. 23-38



### TOBY

340770	Weite AV	Gr. 23-38
340775	Weite NS	Gr. 23-38



### TYLER

342900	Weite AV	Gr. 23-38
342905	Weite NS	Gr. 23-38



### MOUNTAIN

342610	Weite AV	Gr. 21-32
342615	Weite NS	Gr. 21-32



### COLIMA

342630	Weite AV	Gr. 21-32
342635	Weite NS	Gr. 21-32










Geringfügige Farbabweichungen und Modelländerungen vorbehalten.  
Abgebildete Schuhe sind in Gr. 28 dargestellt.

Ihr Fachhändler:



099990042

KOMMUNIZIEREN SIE MIT UNS  
PER WHATSAPP:



**+49 2191 910-200**

[www.schein.de/whatsapp/datenschutz](http://www.schein.de/whatsapp/datenschutz)

Schein Orthopädie Service KG  
Hildegardstr. 5  
42897 Remscheid, Germany  
Tel. +49 2191 910-200  
Fax +49 2191 910-100  
service@schein.de  
[www.mygeneration-schein.de](http://www.mygeneration-schein.de)



**Wir helfen**